Metallische Bindeglieder



Twist-Links auf Beuteln zum Autoklavieren.
Auf die gewünschte Länge zuschneiden.

- **Draht in einer Hülle aus reinem Vinyl**
- **457-Meter-Rolle**
- **Beständig gegen Autoklavieren bei 121 °C für 20-30 Minuten**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ Rolle
085957	Links zum Verschließen	AA -

Bindeglieder aus Silikongummi



Flexible Bindeglieder zum Verschließen von Beuteln vor dem Autoklavieren.

- **Mit Schiebering, um die Schlaufe um die Tasche zu schließen**
- **Schleifenöffnung bis zu 100 mm Durchmesser**
- **Breite 5 mm**
- **Geliefert in drei aufeinander abgestimmten Farben: rot, blau, gelb**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 30
085949	Bindeglieder aus Silikon-Gummi	AA -

Clavies Clips





Verschlussclip aus Kunststoff für autoklavierbare Beutel.

- **Lassen sich mit einer Hand schließen oder öffnen**
- **Einweg**
- **Größe der inneren Schleife 1,1 cm**
- **Temperaturbeständig bis 134 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 100
085950	Clavies Clip	AA -

Klammern aus Polypropylen oder Polyallomer zum Verschließen von Beuteln

Mit einem Klick können Sie Ihre Beutel dicht verschließen!
2 Längen : 30 oder 60 mm.



	Polypropylen		Polyallomer	
Farben	Länge. 30 mm	Länge 60 mm	Länge 65 mm	Länge 150 mm
Weiß	046300	046307	046315	046320
Rot	046301	046308	046316	-
Gelb	-	046309	046317	-
Blau	046303	046310	046318	-
Grün	046304	046311	046319	-
Schwarz	046305	046312	-	-
Naturfarbe	046306	-	046314	-
CHF zu 10	AA -	AA -	AA -	AA -

Halterungen für 120-l-Beutel



- **Aus HDPE verwendbar von -40 bis +90 °C**
- **Ein Griff und 2 Räder für eine einfache Fortbewegung**
- **Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Tasche**
- **Pedal zur Vermeidung von Verunreinigungen (je nach Modell)**
- **Auswechselbarer, farbiger Deckel (je nach Modell), um das Sortieren zu erleichtern; Möglichkeit, den Deckel in geöffneter Position zu halten**
- **Sparversion (ohne Deckel und Pedal) und Version unter Labortisch erhältlich**

Art. Nr.	Modell	Deckel	Pedal	H. (cm)	CHF
212147	Halter ohne Deckel	Ohne	Ja	97	AA -
212148	Weißer Deckel für 212147	-	-	-	AA -
212149	Blauer Deckel für 212147	-	-	-	AA -
212150	Roter Deckel für 212147	-	-	-	AA -
212151	Gelber Deckel für 212147	-	-	-	AA -
212152	Grüner Deckel für 212147	-	-	-	AA -
212153	Ständer 120 l + weißer Deckel	-	Ja	97	AA -
212154	Halter 120 l + blauer Deckel	-	Ja	97	AA -
212155	Halter 120 l + roter Deckel	-	Ja	97	AA -
212156	Halter 120 l + gelber Deckel	-	Ja	97	AA -
212157	Halter 120 l + grüner Deckel	-	Ja	97	AA -
212158	Support 120 l kostengünstig	Ohne	Ohne	97	AA -
212159	Halterung unter der Arbeitsplatte (90 l)	Ohne	Ohne	75	AA -