Chemische Absorptionsmittel Pig HAZ-MAT


333202


333206



333207


333205


333208

- 8 Schichten aus feinen Polypropylenfasern
- Zur Aufnahme einer breiten Palette von Chemikalien (z. B. 98 % Schwefelsäure, 30 % Natriumhydroxid)
- Blätter mit Wabenmuster: schnellere Absoption

Blätter in Beutel

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Absorption (l/Beutel)	Blätter/ Beutel	CHF /Beutel
333202	Dreifach dicke Blätter	380 x 510	41,8	50	AA -
333203	Matteblätter dreifach dick	380 x 510	83,6	100	AA -
333204	Blätter einfache Dicke	380 x 510	83,6	200	AA -

Blätter in Boxen

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Absorption (l/Box)	Blätter/ Box	Boxen/ Karton	CHF/ VE
333206	Dreifach dicke Blätter Spenderkarton	250 x 330	37,1	100	1	AA -
333207	Dreifach dicke Blätter bench Spenderkarton	330 x 250	37,1	25	4	AA -

Rolle

Rip&fit-Rollen: werden in einem Spenderkarton geliefert.

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm x m)	Absorption (l/Beutel)	Rollen/ Beutel	CHF /Beutel
333205	Dreifach dicke Rolle	760 x 46	152,4	1	AA -
333208	Dreifach dicke Rolle Rip&fit	380 x 18	29,7	1	AA -

Lab Sorb

- Zum Gelieren von flüssigen Produkten
- Lab Sorb Granulat geliert wässrige Verbindungen oder Lösungsmittel innerhalb von Minuten
- Das gelartige Produkt ist leicht zu entfernen
- 450 g

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053489	Lab Sorb, 450 g	AA -





Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Universelles Absorptionsmittel für Öle und Chemikalien



- Absorbiert Chemikalien oder Öle
- Feines, staubfreies Granulat auf Polymerbasis
- Für alle Flüssigkeiten
- Absorbiert bis zu 75-fach sein eigenes Gewicht
- Kostengünstig
- Farbindikator je nach der zu absorbierenden Verbindung: gelb für Produkte auf Säurebasis, rot für alkalische Produkte
- Wird einfach auf das verschüttete Produkt gestreut und mit einer Schaufel oder einem Spatel (nicht im Lieferumfang enthalten) in gelartiger Form wieder aufgenommen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
452001	Chemsolute Chemisches Absorptionsmittel, 4.000 ml	AA -

HandySorb Absorptionsmittel

NEU



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

- Inerte Folien und Kissen aus expandiertem Polypropylen
- Jedes Blatt nimmt bis zum 25-fachen seines Gewichts auf
- Reagieren nicht mit verschütteten Substanzen
- NoTouch-System: kein Benutzerkontakt mit der verschütteten Flüssigkeit
- Benutzerreichweite: bis zu 1,83 m für eine effizientere Nutzung in schwer zugänglichen Bereichen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
834423	Starterset HandySorb-System mit absorbierenden Blättern	1	AA -
834420	Blattnachfüllungen mit Adapter für HandySorb-System	100	AA -
834421	NoTouch-Universalfolien für HandySorb-System	25	AA -
834422	NoTouch-Universalkissen für HandySorb-System	10	AA -

Beta-sicheres Papier



- Aktivkohlepapier zur Absorption von flüchtigen Radioisotopen (^{35}S)
- Verhindert die Kontamination von Laboren

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
034918	Beta-Safe-Blätter 20,5 x 25,4 cm	50	AA -