Evakuierungsfilter für Sicherheitsverschluss SafetyWastecaps

- 3 Filtergrößen
- Absorption von Lösungsmitteldämpfen
- Anzeige der Filtersättigung auf der Kappe
- Schutz vor Spritzern

Art. Nr.	Größe	Max. Volumen des Kanisters für Chemikalienrückgewinnung	Lebensdauer	VE	CHF/ VE
959425	L	Mehr als 20 Liter	6 Monate	1	AA -



Verschluss

		Steckverbinder			
Art. Nr.	Gewinde	Kapillaren (Außen-Ø 2,3 bis 3,2 mm)	Röhrchen (6,4 bis 9 mm)	Filter Evakuierung	CHF
096865	GL 45	2	1	1	AA -
959158	S50	3	-	1	AA -
959045	S51	3	-	1	AA -
959159	B53	4	1	1	AA -
948553	S55	2	1	1	AA -
959160B	S60/61	3	-	1	AA -
959161	B63	2	1	1	AA -

Sicherheitsflaschen mit Trichter

- 4-Liter-Flasche aus HDPE oder 10-Liter-Flasche aus fluoriertem HDPE
- Für die vorübergehende Lagerung von flüssigem Abfall
- Der Trichter wird auf die Flasche geschraubt
- Mit Entlüftung
- Ein Polypropylenfilter hält große Partikel und/oder Magnetstäbe zurück

Art. Nr.	Mit Flasche (Liter)	CHF
029387	4	AA -
029388	10	AA -



Sicherheitstrichter

- Aus Edelstahl
- Brandschutz
- Gewindeanschluss
- Durchmesser 120 mm
- Gesamthöhe 285 mm
- Trichter Höhe : 125 mm
- Ablaufschlauch Ø 3,5 cm
- Mit Überlaufsicherung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
795865	Sicherheitstrichter aus Edelstahl	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com