Abfallboxen SHARPSAFE

Maximaler Schutz bei der Aufbewahrung von kontaminierten Gegenständen wie Spritzen und Nadeln.

- **Öffnung von angemessener Größe und Eignung, die eine einhändige Evakuierung des verwendeten Materials, einschließlich des gesicherten Materials, ermöglicht**
- **Verbrennung ohne Ausdünstung**
- **Verschlusssystem, das fest mit der hermetischen und manipulationssicheren Vorrichtung verbunden ist, um das Auslaufen oder Umkippen des Inhalts bei der Evakuierung zu verhindern**
- **Abdichtung gegen Restflüssigkeiten, Widerstand gegen Perforation**
- **Entspricht den Normen NF302, NFX 30-500 und ADR**

Art. Nr.	Volumen	H x B x L (mm)	Marke NF302	Standard NFX30-500	VE	CHF/ VE
140383	300 ml	130 x 105 x 50	Ja	Ja	100	**AA -**
140410	450 ml	170 x 105 x 50	Ja	Ja	100	**AA -**
140282	600 ml	224 x 108 x 52	Ja	Ja	100	**AA -**
140283	1 Liter	187 x 108 x 90	Ja	Ja	100	**AA -**
140411	3 Liter	203 x 197 x 126	Ja	Ja	50	**AA -**
140284	2 Liter	177 x 197 x 126	Ja	Ja	50	**AA -**
140285	4 Liter	245 x 175 x 175	Ja	Ja	50	**AA -**
140286	7 Liter	380 x 175 x 175	Ja	Ja	50	**AA -**
140287	7,5 Liter	610 x 150 x 100	Nein	Nein	20	**AA -**
140422	9 Liter	291 x 292 x 195	Ja	Ja	20	**AA -**
140289	13 Liter	353 x 292 x 195	Ja	Ja	20	**AA -**



Halter

Art. Nr.	Typ	Für SharpSafe	CHF
140384	Schräge für Laminarströmungshauben	4 l - 7 l	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140409	Plattform für Sharpsafe 1 l, 2 l, und 3 l (zu 10)	**AA -**

Zugelassene Abfallboxen

- **Durchstoßfest**
- **Anzeige des maximalen Füllstands**
- **Deckel mit provisorischem und endgültigem Verschluss**
- **Einkerbungen zum Lösen aller Arten von Nadeln**
- **Autoklavierbar, Verbrennbarkeit ohne Ausdünstungen**
- **Entspricht den Normen NF302, NF X30-511 und ADR**

Volumen (L)	Maße (L x B x H) (mm)	Foto	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Taschen-Abfallboxen								
0,4	123 x 62 x 165	A	**168000A**	10	**AA -**	**168000**	70	**AA -**
Abfallbehälter in quadratischer Form								
2	151 x 151 x 200	B	-	-	-	**168001B**	62	**AA -**
3	151 x 151 x 238	B	-	-	-	**168002B**	60	**AA -**
4	167 x 167 x 248	B	-	-	-	**168003B**	52	**AA -**
5	215 x 215 x 185	B	-	-	-	**168004B**	30	**AA -**
5 (hohe Form)	167 x 167 x 300	B	-	-	-	**168005B**	40	**AA -**
6 (hohe Form)	167 x 167 x 388	B	-	-	-	**168006B**	36	**AA -**
Zylindrische Abfallboxen								
0,6	Ø 100 x 145	C	-	-	-	**168007**	100	**AA -**
0,8	Ø 100 x 184	C	**168008A**	10	**AA -**	**168008**	100	**AA -**
1,5	Ø 140 x 165	C	**168009A**	10	**AA -**	**168009**	100	**AA -**
2	Ø 140 x 210	C	**168010A**	5	**AA -**	**168010**	75	**AA -**
5	Ø 213 x 195	C	**168011A**	5	**AA -**	**168011**	55	**AA -**
7	Ø 248 x 195	C	**168012A**	10	**AA -**	**168012**	40	**AA -**
Abfallboxen für Wagen								
3	155 x 155 x 220	D	**168013A**	10	**AA -**	**168013**	40	**AA -**
5	220 x 220 x 210	D	**168014A**	10	**AA -**	**168014**	40	**AA -**
10	220 x 220 x 350	D	**168015A**	10	**AA -**	**168015**	30	**AA -**


A


C


D


B

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com