Container für Vernichtung



Vernichtungscontainer aus Polypropylen ermöglichen die Sammlung von verschmutzten Produkten wie Spritzen, Nadeln oder auch Pasteurpipetten. Die Fläschchen sind mit einem anliegenden Verschluss versehen, der irreversibel geschlossen werden kann, wenn das Fläschchen voll ist. Entspricht der Norm NF X 30-511.

Art. Nr.	Volumen (L)	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
999753A	0,6	130 x 114 x 72	1	AA -
999754A	0,8	170 x 114 x 72	1	AA -
999751A	1,1	230 x 114 x 72	1	AA -
999752A	1,8	140 x 195 x 135	1	AA -
999750A	7	390 x 195 x 135	1	AA -

Abfallbehälter 30 l, 50 l und 60 l



- Fässer und Deckel bitte separat bestellen, aus Polypropylen
- Verfügbare Volumina : 30, 50 und 60 Liter
- Verschiedene Farben je nach Modell
- Gelbe Container werden mit Etikett geliefert
- 2 Deckelversionen: mit Griff oder mit Deckblatt
- Ergonomische Seitengriffe
- Behälter entspricht den Durchstoß- und Dichtheitsnormen ISO 23907 sowie den Normen NFX30-505 und NFX 30-511

Volumen (l)	30	50	60
Maße L x T x H (mm)	404 x 334 x 315	404 x 334 x 517	404 x 334 x 646
Gewicht (kg)	0,72	1,125	1,325
Gelber Container ohneDeckel	671135	671138	671139
SchwarzerBehälter ohneDeckel	671136	-	671140
BlauerContainer ohneDeckel	671137	-	-
CHF	AA -	AA -	AA -
Deckel mit Standardgriff	671141	671141	671141
CHF	AA -	AA -	AA -
Deckel mit Deckblatt	671142	671142	671142
CHF	AA -	AA -	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
671143	Pedalwagen für Container 2 Räder	AA -
671144	Pedalwagen für Container 4 Räder	AA -

Biohazard-Abfallcontainer



- Autoklavierbar mit seinem Abfall
- Verwendet einen herkömmlichen autoklavierbaren Beutel
- Öffnen des Schwenkdeckels mit einer Hand
- Universelles Biohazard-Symbol in Rot
- Hergestellt aus Polypropylen
- Perfekt abgedichteter Boden

Art. Nr.	Volumen (l)	ø x H (mm)	CHF
029358	5,5	210 x 270	AA -
029359	19	280 x 380	AA -

Abfallboxen für Pipetten



- Längliches Format, speziell zur Aufnahme von kontaminierten Pipetten, nimmt aber auch Nadeln und Spritzen auf
- Mit Rückschlagventil
- Abschließbar, wenn voll
- L x B x H : 450 x 150 x 160 mm
- Nutzvolumen : 5 Liter

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE*
030535	Abfallbox für Pipetten*	16	AA -

* Einzeln lieferbar - anteiliger Preis