Abfallboxen aus Karton

- Vorläufiger Verschluss durch Klappdeckel, endgültiger Verschluss durch Doppelklappe
- Kartonbehälter mit innen verklebtem LDPE-Beutel für bessere Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Bänder zum Verschließen der Tasche für eine bessere Abdichtung
- Verstärkte Griffe
- Maximale Belastung : 8 kg für das 25-l-Modell, 13 kg für das 50-l-Modell
- Kostengünstig und ohne Gefahr für die Umwelt
- Entspricht dem Erlass vom 24. Nov. 2003, zugelassen für den Transport von gefährlichen Stoffen auf der Straße (ADR)



140399

Volumen	12 l	25 l	50 l Standard Form	50 l niedrige Form
(L x B x H) (mm)	200 x 200 x 385	265 x 265 x 378	295 x 295 x 580	398 x 293 x 430
Kartonstärke (mm)	2,7	4	2,9	2,7
Beuteltyp LDPE	PEDB 60 µm	PEBD 90 µm	PEDB 60 µm	PEBD 70 µm
Max. Belastung (kg)	4	8	13	13
Art. Nr.	**140431**	**140292**	**140432**	**140399**
CHF zu 10	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Einwegbehälter aus Karton und LDPE zur Glasrückgewinnung

- Starre Boxen zur Selbstmontage für die sichere Entsorgung von Glasscherben im Labor.
- Das Glas wird sicher in einem stabilen, wasserdichten und durchstoßfesten LDPE-Beutel aufbewahrt
- Deckel mit integrierter Lasche zur Unterstützung der Befüllung, ausgestattet mit einer Dichtungsvorrichtung, einmal voll zu benutzen
- Gebrauchsanweisungen auf den Schachteln aufgedruckt



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße B x T x H (cm)	VE	CHF/ VE
232573	Einweg-Bodenabfalleimer 60 l	30 x 30 x 70	6	**AA -**
232574	Einweg-Tischabfalleimer 10 l	23 x 23 x 26,5	6	**AA -**

Kartons für infektiösen Abfall

- Für weiches DASRI
- Selbstöffnender Boden
- Innen ausgekleidet mit einem 55 µm dicken gelben PE-Beutel
- Zwei Tragegriffe
- Verstärkte Ecken für mehr Festigkeit
- Intuitives Schließsystem
- Stapelbar
- Zulassung nach NFX 30-507 : 2018 und UN 4G/Y15/S/20



Art. Nr.	Volumen (l)	(L x B x H) (mm)	Gewicht max. (Kg)	CHF zu 10
132112	50 (hoch)	290 x 290 x 650	13,5	**AA -**

Kartonabfalleimer für Glasrückgewinnung

- Geliefert mit Beutel aus Polyethylen 50 µm
- Wenn die Box voll ist, heben Sie die Klappenöffnung in die geschlossene Position
- Markierungen 4 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)
- Flach geliefert, schnelle Montage
- Verfügbar in 2 Versionen



Art. Nr.	Maße B x T x H (cm)	VE	CHF/ VE
948243	30 x 30 x 69	6	**AA -**
948244	20 x 20 x 25	6	**AA -**

Abfallboxen aus Karton für die Verbrennung

- Für biologischen Abfall, der zur Verbrennung bestimmt ist
- Wenn die Schachtel voll ist, ziehen Sie die Klappe in die geschlossene Position
- Geliefert mit Polyethylenbeutel Biohazard 38 µm
- Markierungen 4 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)
- Flach geliefert, schnelle Montage
- Verfügbar in 2 Versionen



Art. Nr.	Maße B x T x H (cm)	VE	CHF/ VE
948076	30,5 x 30,5 x 68,5	6	**AA -**
948077	19,6 x 19,6 x 25,4	6	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com