Vorgeschnittene Aluminiumfolien

- Vorgeschnitten in Rundscheiben
- Bestimmt zum Abdecken von Behältern zum Autoklavieren, Inkubieren oder Lagern

Art. Nr.	Für Hals mit Durchm. (mm)	Höhe des Kragens (mm)	Gesamtdurchmesser aufgeklappt (mm)	VE	CHF/ VE
045461	38	25	88	252	AA -
045462	50	32	114	256	AA -
045463	50	45	140	252	AA -



Aluminiumbehälter


075704


075712

075718


075719


Rechteckige Schalen

Art. Nr.	Kapazität (ml)	(L x B x H) (mm)	VE	CHF/ VE
075704	160	100 x 64 x 38	100	AA -
075705	330	121 x 83 x 47	100	AA -
075707	340	160 x 110 x 26	100	AA -
075708	550	200 x 103 x 39	100	AA -
075710	930	228 x 176 x 28	100	AA -
075711	2170	316 x 215 x 43	100	AA -

Runde Kapseln

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
075712	28	64 x 13	100	AA -
075713	115	80 x 34	100	AA -
075714	110	99 x 25	100	AA -
075715	110	96 x 24	100	AA -
075716	205	127 x 26	100	AA -
075717	280	114 x 50	100	AA -

Untertasse


Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
075718	390	217 x 15	100	AA -

Wiegegehänge

Art. Nr.	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
075719	100 x 7	80	AA -

Wiegepapier 100 x 100 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
074041	Wiegepapier - pro 1000 Blatt	AA -



TIPP
Weitere Wiegegehänge finden Sie auf den Seiten 960 bis 963

Parafilm Spender Top Cut ClearLine®

ClearLine

NEU

Einfach zu verwenden, direkt auf die Parafilm-Box zu legen.

- Aus ABS
- Einfach zu reinigen
- Für 1 Rolle 10 cm oder 2 Rollen 5 cm
- Schieberschneider für sicheres Schneiden
- Maße L x T x H: 123 x 172 x 99 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
257014	Parafilm Spender Top Cut ClearLine®	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com