Parafilm Stretchfilm





006787

Dehnbare Folie, die speziell zum Verschließen von Laborbehältern bestimmt ist.

- **Dicke 200 µm**
- **Flüssigkeitsdicht, gasdurchlässig**
- **Einsatztemperatur : -10 °C bis +60 °C**
- **Wird als Rolle in einem Abroller aus Karton geliefert**

Breite (cm)	5	10	10	50
Länge (m)	75	38	75	15
Art. Nr.	**090261**	**090260**	**090998**	**090999**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Acryl-Spender für Parafilm mit Cutter

Spender aus Acryl für eine Rolle Parafilm.

- **Auswechselbare Schneideklinge**
- **Scharnierdeckel**
- **Für 1 Rolle 10 cm oder 2 Rollen 5 cm**

Farben	Bezeichnung	CHF
006787	Acryl-Spender für Parafilm mit Cutter	**AA -**

Spender für Parafilm mit Cutter

Spender mit Cutter mit Schieber und Drehknopf für den Filmvorschub.

- **Sauber und praktisch**
- **Für Rollen mit einer Breite von 5 und 10 cm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
090997	Spender mit Cutter für Parafilm	**AA -**



Parafilm-Verteiler



Zur Ausgabe von Rollen mit einer Breite von 50 oder 100 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037770	Spender blaue Farbe	**AA -**
320049	Spender grüneFarbe	**AA -**
320050	Spender roteFarbe	**AA -**
037771	Ersatzschneideklingen (zu 5)	**AA -**

Wasserdichte Folie Saran



Wasserdichte Folie zum schnellen Verschließen von Behältern.

- **Ohne Falten, ohne Klebstoff**
- **Auf Rolle**
- **Schützt den Benutzer vor giftigen, kontaminierenden Stoffen**
- **Dicke 10 µm**

Art. Nr.	Bezeichnung	L x B (m)	CHF / Rolle
090264	Saran Standarddicke 10 µm	300 x 0,29	**AA -**

Stretchfolie Filmpro



Stretchfolie zum sofortigen Verschließen von Behältern aller Art.

- **Preiswert, auf Rollen**
- **Dicke 10 µm**

	Ohne Lineal		Mit Lineal	
L x B (m)	Art. Nr.	CHF/ Rolle	Art. Nr.	CHF/ Rolle
300 x 0,3	**039408**	**AA -**	**039458**	**AA -**
300 x 0,45	**039409**	**AA -**	**039459**	**AA -**

Dichtungsband zum Verschließen von Fläschchen



Stretchband für den verstärkten, dichten Verschluss von Laborflaschen.

- **Wasserdicht**
- **Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit**
- **Auf Rollen von 35 m**
- **Breite : 19 mm**

Farben	Weiß	Gelb	Rot	CHF/ Rolle
Art. Nr.	**053083**	**053081**	**053082**	**AA -**

Verschlussband für Petrischalen



Dehnbares Klebeband zum Versiegeln und Verschließen von Petrischalen und Mikrotiterplatten.

- **Begrenzt das Risiko der Verdunstung**
- **Verringert den Gasaustausch und das Risiko einer Kontamination**
- **Breite : 12,7 mm, Länge : 35 m**
- **Gute Lösungsmittelbeständigkeit, flüssigkeitsdicht**
- **Betriebstemperatur: - 30 °C bis + 70 °C**

Farben	Transparent	Weiß	Rot	Gelb	Blau	CHF/ Rolle
Art. Nr.	**053001**	**053002**	**053003**	**053004**	**053005**	**AA -**