Sterifold-Pivot-Taschen

Um alle Ihre Informationen an Arbeitsplätzen, Maschinen, in Laboren, in der Pharmaindustrie anzuzeigen und zugänglich zu machen.
Die Folie (PVC 11/100) der Sterifold-Beutel wurde mit dem antimikrobiellen Zusatzstoff Agion behandelt, der die Silberionen-Technologie nutzt.
Bei der Handhabung der Sterifold-Taschen werden Silberionen mit antimikrobiellen Eigenschaften immer dann freigesetzt, wenn schädliche Mikroorganismen auf der Oberfläche der Tür auftauchen. NB: Für einen optimalen antimikrobiellen Schutz sollten die Sterifold-Beutel alle 2 Jahre ausgetauscht werden.

Sterifold-Pivot-Taschen

- **Mit Metallzapfen**
- **Format 385 x 245 x 50 mm**
- **Öffnung der Tasche an der Oberseite**
- **Farbe : Schwarz**
- **Verpackung zu 10 Stück in Beuteln, um sie vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen, neutraler Karton**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 10
067922	Antimikrobielle Taschen A4	AA -
067925	Antimikrobielle Taschen mit Edelstahl Zapfen A4	AA -

Wandset 10 Taschen Sterifold

- **Hellgraues Wandelement mit 4 Pluggern zum Festhalten der Taschen**
- **Format A4, Edelstahlversion**
- **10 antibakterielle Sterifold-Pivot-Taschen**
- **5 Steckreiter (neutrale/farbige Einsätze) zur Indexierung der Taschen**
- **Befestigungsmaterial Schrauben Dübel und Abstandshalter**
- **Die Taschen sind in Beuteln verpackt, um sie vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
067920	Edelstahl-Wandset mit 10 antimikrobiellen A4-Beuteln	AA -
067923	leeres Edelstahl-Wandelement für 10 Taschen	AA -
067925	A4 antimikrobielle Taschen mit Edelstahl Zapfen (10 Stück)	AA -



Pult mit 10 Sterifold Taschen

- **Hellgraues Pult mit 4 Pluggern zum Festhalten der Taschen**
- **5 Steckreiter (neutrale/farbige Einsätze) zur Indexierung der Taschen**
- **Verpackung per 1, neutraler Karton, Format 380 x 33 x 240 mm**
- **Die Taschen sind in Beuteln verpackt, um sie vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen**
- **Format A4**
- **10 antibakterielle Sterifold-Taschen mit Zapfen**
- **Das Pult kann durch Hinzufügen von 1 oder 2 Sterifold-Wandeinheiten (067920) auf 20 oder 30 Taschen erweitert werden**
- **Wandbefestigung möglich dank der Perforierungen auf der Rückseite des Sockels**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
067921	Pult mit 10 antimikrobiellen A4-Taschen	AA -
067924	Sockel für Pult, 10 bis 30 Taschen	AA -

Um ein Pult-Set aus Edelstahl zusammenzustellen, benötigen Sie :
- 067924 : Pult Edelstahl Sockel
- 067923: leeres Wandelement aus Edelstahl
- 067925 : 10 Taschen aus Edelstahl

Repositionierbares Anzeigesystem



- **Format A4**
- **Repositionierbar (Abziehen und Neuverkleben möglich)**
- **Anzeige von Selbstkontrollen und Dokumenten an strategischen Stellen**
- **Bis zu 10 gespeicherte A4-Blätter**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Format	CHF/ VE
853112	Magnetverschlusstasche mit Klebstoff auf der Rückseite	5	A4	AA -

Beschreibbare Klebebänder



- **Gummiharzklebstoff, rückstandsfrei, lösungsmittelbeständig**
- **Einsetzbar von - 80 °C bis + 154 °C**
- **Autoklavierbar, beständig gegen Gammabestrahlung (von 13 bis 45 kGy)**

Länge (m)	13			36			54		
Breite (mm)	13	19	25	13	19	25	13	19	25
Weiß	947677	947678	947679	947687	947688	947689	947705	947706	947707
Rot	-	-	-	947690	947691	947692	-	-	-
Gelb	947680	947681	947683	947693	947694	947695	-	-	-
Grün	947684	947685	947686	947696	947697	947698	-	-	-
Blau	-	-	-	947699	947700	947701	-	-	-
Orange	-	-	-	947702	947703	947704	-	-	-
VE	6	4	3	6	4	3	6	4	3
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -