Farbige Klebebänder Time Tape




Farbige Klebebänder, die speziell für den Einsatz im Labor entwickelt wurden. Der Regenbogen-Pack ist preisgünstig und hat immer die richtige Farbe parat Länge: 12 m
3 Breiten :

- 13 mm (Farben: 5 weiß, 4 gelb, 3 grün, 3 rosa, 3 rot, 3 orange und 3 blau) ;
- 19 mm (Farben: 4 weiß, 2 gelb, 2 blau, 2 grün, 2 orange, 2 rot und 2 rosa) ;
- 25 mm (Farben: 2 weiß, 2 gelb, 2 grün, 2 blau, 2 rot, 1 rosa und 1 orangefarben).

- **Autoklavierbar (+ 130°C)**
- **Im Gefrierschrank verwendbar (- 50 °C), haften perfekt bei 0 °C**
- **Verwendbar in Öfen und Trockenöfen**
- **Lassen sich rückstandsfrei aufkleben und wieder ablösen**
- **Markierungen mit Bleistift, Tinte, Filzstift**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140260	Satz von 24 Rollen 13 mm x 12 m	AA -
140261	Satz von 16 Rollen 19 mm x 12 m	AA -
140262	Satz von 12 Rollen 25 mm x 12 m	AA -

Time Tape-Bänder



12-Meter-Bänder befinden sich auf einem Papprrohr mit einem Innendurchmesser von 26 mm und alle 55-Meter-Bänder auf einer Rohr mit einem Innendurchmesser von 76 mm; unabhängig von der Breite des Bandes.



Time Tape Länge 12 m

Breite (mm)	13	19	25	38	50
Weiß	140259A	140250A	140251A	140252A	140253A
Blau	140259B	140250B	140251B	140252B	140253B
Kupfer	140259C	140250C	140251C	140252C	140253C
Rosa	140259D	140250D	140251D	140252D	140253D
Linde	140259E	140250E	140251E	140252E	140253E
Fuschia	140259F	140250F	140251F	140252F	140253F
Grau	140259G	140250G	140251G	140252G	140253G
Chartreuse	140259H	140250H	140251H	140252H	140253H
Gelb	140259J	140250J	140251J	140252J	140253J
Lavendel	140259L	140250L	140251L	140252L	140253L
Violett	140259M	140250M	140251M	140252M	140253M
Schwarz	140259N	140250N	140251N	140252N	140253N
Orange	140259P	140250P	140251P	140252P	140253P
Ocker	140259Q	140250Q	140251Q	140252Q	140253Q
Rot	140259R	140250R	140251R	140252R	140253R
Lachs	140259S	140250S	140251S	140252S	140253S
Türkis	140259T	140250T	140251T	140252T	140253T
Grün	140259V	140250V	140251V	140252V	140253V
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Time Tape Länge 55 m

Breite (mm)	13	19	25	38	50
Weiß	140254A	140255A	140256A	140257A	140258A
Blau	140254B	140255B	140256B	140257B	140258B
Kupfer	140254C	140255C	140256C	140257C	140258C
Rosa	140254D	140255D	140256D	140257D	140258D
Linde	140254E	140255E	140256E	140257E	140258E
Fuschia	140254F	140255F	140256F	140257F	140258F
Grau	140254G	140255G	140256G	140257G	140258G
Chartreuse	140254H	140255H	140256H	140257H	140258H
Gelb	140254J	140255J	140256J	140257J	140258J
Lavendel	140254L	140255L	140256L	140257L	140258L
Violett	140254M	140255M	140256M	140257M	140258M
Schwarz	140254N	140255N	140256N	140257N	140258N
Orange	140254P	140255P	140256P	140257P	140258P
Ocker	140254Q	140255Q	140256Q	140257Q	140258Q
Rot	140254R	140255R	140256R	140257R	140258R
Lachs	140254S	140255S	140256S	140257S	140258S
Türkis	140254T	140255T	140256T	140257T	140258T
Grün	140254V	140255V	140256V	140257V	140258V
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -