Runde Etiketten für Röhrchenverschlüsse Tough-Spots







Extrem widerstandsfähige, runde Haftetiketten zur Identifizierung und Kennzeichnung von Röhrchen und Mikroröhrchen auf ihren Kappen. Besonders geeignet für die Verschlüsse von 0,5- bis 2-ml-Mikroröhrchen und von 15-ml- und 50-ml-Konusröhrchen.

- **Aus PVC**
- **Autoklavierbar**
- **Einfrierbar**
- **Geeignet für das Eintauchen in ein Wasserbad bei 100 °C**
- **Chemisch resistent**
- **Unzerstörbar**
- **Geeignet für Markierungen mit Marker**
- **Einsatztemperatur : ±80 °C bis ±121 °C**
- **Auf Druckbögen oder auf Rollen**

	Etiketten auf Blatt					Auf Rolle							
ø (mm)	9,5	11	13	19	25	4,8	9,5	9,5	11	13	13	19	25
Anordnung /Blätter	12 x 16	13 x 18	12 x 16	9 x 12	7 x 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. Etiketten/Blatt	192	234	192	108	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Für Mikroröhrchen und Röhrchen	0,5 bis 1,5 ml	1,5 bis 2 ml	1,5 bis 2 ml	15 und 50 ml	50 ml	0,2 ml	0,5 bis 1,5 ml	0,5 bis 1,5 ml	1,5 bis 2 ml	1,5 bis 2 ml	1,5 bis 2 ml	Allgemein	Allgemein
Anz. Etiketten /Paket oder /Rolle	3840	4680	3840	2160	1260	1500	1000	5000	1000	1000	5000	500	500
Weiß	**053134**	**053163**	**053140**	**053146**	**053147**	**053165**	**053058**	**053362**	**053164**	**053063**	**053364**	**053389**	**053390**
Rot	**053135**	-	**053141**	-	-	-	**053059**	-	-	**053064**	-	-	-
Gelb	**053136**	-	**053142**	-	-	-	**053060**	-	-	**053065**	-	-	-
Blau	**053137**	-	**053143**	-	-	-	**053062**	-	-	**053067**	-	-	-
Grün	**053138**	-	**053144**	-	-	-	**053061**	-	-	**053066**	-	-	-
Orange	**053139**	-	**053145**	-	-	-	**053380**	-	-	-	-	-	-
Sortiert	-	-	-	-	-	-	-	**053363**	-	-	**053365**	-	-
Cafe	-	-	-	-	-	-	**053376**	-	-	**053383**	-	-	-
Gold	-	-	-	-	-	-	**053377**	-	-	**053384**	-	-	-
Lavendel	-	-	-	-	-	-	**053378**	-	-	**053385**	-	-	-
Braun	-	-	-	-	-	-	**053379**	-	-	**053386**	-	-	-
Rosa	-	-	-	-	-	-	**053381**	-	-	**053387**	-	-	-
Silber	-	-	-	-	-	-	**053382**	-	-	**053388**	-	-	-
CHF/Packung (oder /Rolle)	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com