Rolle mit rundem und rechteckigem Doppeletikett

Zum gleichzeitigen Etikettieren von Röhrchen und Verschlüssen.

- **Die Rolle enthält :**
  - 500 runde Etiketten ø 11 mm
  - 500 Etiketten 33 x 13 mm
- **Ideal für Mikroröhrchen**



Art. Nr.	Farben	CHF die Rolle zu 500
053398	Blau	AA -
053399	Grün	AA -
053403	Rot	AA -
053404	Weiß	AA -

Write-protect Überetiketten

Transparente Etiketten zum Abdecken und Schützen der Beschriftung auf Etiketten oder Mikroröhrchen.

- **Wird in vorperforierten Rollen auf Abrollern geliefert**
- **Haftet auf allen Materialien: Kunststoff, Glas, Metall und Etikettenpapier**
- **Temperaturbeständigkeit von - 190 °C bis + 150 °C**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ Rolle zu 1000
053093	Write-protect Überetiketten 32 x 13 mm	AA -
053094	Write-protect Überetiketten 41 x 16 mm	AA -

Bake-Tag-Etiketten

Zur Markierung von Produkten oder Puffern für die Molekularbiologie, die einen Erhitzungsschritt zur Deaktivierung von RNasen und DNasen erfordern. Format des Etiketts : 38 x 19 mm.

- **Etiketten, die Temperaturen von bis zu 180 °C bei trockener Hitze standhalten**
- **Halten Autoklavieren, Einfrieren in flüssigem Stickstoff und kochendem Wasser in Wasserbädern stand**
- **Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel, Alkohole, Säuren und Alkalien**



Art. Nr.	Bezeichnung	Rolle von	CHF/ Rolle
053095	Etiketten Bake-Tags	250 Etiketten	AA -

Wetgrip Klebeetiketten

Widerstandsfähige Haftetiketten für feuchte, gefrorene oder vereiste Röhrchen.

- **Temperaturbeständig bis - 80 °C**
- **Haften an feuchten und gefrorenen Oberflächen**
- **Haften an Kunststoffen, Glas, Metallen**
- **Beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien**
- **Kompatibel mit Zentrifugenrotoren**
- **Weiße Farbe**
- **In Bögen für den Laserdruck**



Größe (mm)	Anordnung der Etiketten	Art. Nr.	Etiketten/ Box	CHF/ VE
33 x 13	5/17	053447	1700	AA -
24 x 13	7/17	053448	2380	AA -
38 x 19	5/12	053449	1500	AA -
22 x 22	8/12	053450	2400	AA -

Markierungsetiketten für Mikroplatten

- **Selbstklebende Etiketten mit hoher Lösungsmittel- und Temperaturbeständigkeit (- 80 °C bis + 120 °C), die nicht ablösbar und reißfest sind**
- **Entwickelt, um auf die Seite einer Mikrotiterplatte (oder Petrischale) zu passen**
- **L x B: 38 x 6,4 mm, in Rollen oder auf Bogen für Laserdrucker.**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Box	CHF/ Box
053079	Etiketten auf Rollen	1000	AA -
053080	Etiketten auf Druckbögen	3120	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com