Extralange Etiketten für Mikroröhrchen



Lange Etiketten, mit denen die Informationen auf den Mikroröhrchen erweitert werden können. Sie werden wie eine „Fahne“ um das Röhrchen herum befestigt.

- **Unzerbrechlich, reißfest**
- **Etikettenformat : 63 x 12 mm**
- **Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und korrosiven Stoffe, von - 40 °C bis + 121 °C**
- **Vorgestanzt auf 21,6 x 27,9 cm großen Blättern für Computerdrucker (60 Etiketten pro Blatt)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 1500
053078	Extralange Etiketten (25 x 60 Etiketten)	AA -

Mikroskopie-Etiketten



Selbstklebende, farblich sortierte Etiketten mit guter Lösungsmittel- und Temperaturbeständigkeit (-70 °C bis +100 °C) für Objektträger.
L x B: 22 x 22 mm. Darstellung auf Bögen mit 96 Etiketten für Computerdrucker.

Orange	Blau	Grün	Rot	Weiß	Gelb	Assortiert	CHF Schachtel mit 2400
053156	053154	053155	053157	053006	053158	053159	AA -

Etiketten mit rotem Rand



- **Weiße selbstklebende Etiketten mit rotem Rand**
- **Für die Kennzeichnung von Glaswaren**
- **Kann rückstandsfrei entfernt werden**

Art. Nr.	Maße (mm)	Anzahl Etiketten pro Rolle	CHF/ Box
764012	41 x 25	307	AA -
764013	63 x 38	200	AA -
764014	75 x 50	167	AA -

Etikettenentferner



- **Löst Klebstoffe und entfernt Klebstoffreste**
- **Auf allen Materialien anwendbar (vorher auf Polystyrol und Polycarbonat testen)**
- **Ohne chlorierte Lösungsmittel**
- **In Aerosol**
- **Nicht auf der Haut verwenden**

Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
280015	520	AA -

Farbige Etiketten



Selbstklebende Papieretiketten.
Auf einer Rolle.

Maße (mm)	Blau	Grün	Rosa	Weiß	Gelb	Etiketten/ Rolle	CHF/ Rolle
25 x 19	140000B	140001B	140002B	140003B	999757	5000	AA -