Etikettiergerät BMP21-LAB



- Robust
- 3-zeiliges LCD-Display
- ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Schnellzugriffstasten und Funktionsmenü für schnelles Erstellen von Etiketten
- In Erinnerung an viele Symbole, die in Labors verwendet werden
- Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Automatische Einrichtung von Etiketten
- Lieferung mit Umhängekordel, Kurzanleitung und Etiketten M21-750-7425
- Garantie: 2 Jahre



TIPP
Siehe Leitfaden zur Materialauswahl auf Seite 1323

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
814354	Etikettiergerät BMP21-LAB	AA -
814355	BMP21-LAB* Etikettiergerät-Kit	AA -

* Enthält das Etikettiergerät BMP21-LAB, eine Lithiumbatterie, ein Netzkabel, ein Umhängekordel, eine Kurzanleitung, die Etiketten M21-750-7425.

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
110416	Netzadapter 220V	AA -
814253	Lithium-Akku	AA -

Etiketten für BMP21-LAB

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (m)	Art. Nr. Brady	CHF
Etiketten aus Polyester B-461					
167033	Schwarz auf Weiß	9,53	6,4	M21-375-461	AA -
167034	Schwarz auf Weiß	12,7	6,4	M21-500-461	AA -
167035	Schwarz auf Weiß	19,05	6,4	M21-750-461	AA -
Etiketten aus Nylongewebe B-499					
167036	Schwarz auf Weiß	9,53	4,8	M21-375-499	AA -
167037	Schwarz auf Weiß	12,7	4,8	M21-500-499	AA -
167038	Schwarz auf Weiß	19,05	4,8	M21-750-499	AA -
Etiketten aus Polyester B-488					
167039	Schwarz auf Weiß	9,53	6,4	M21-375-488	AA -
167040	Schwarz auf Weiß	12,7	6,4	M21-500-488	AA -
167041	Schwarz auf Weiß	19,05	6,4	M21-750-488	AA -
Etiketten aus Polyester B-423					
167042	Schwarz auf Weiß	9,53	6,4	M21-375-423	AA -
167043	Schwarz auf Weiß	12,7	6,4	M21-500-423	AA -
167044	Schwarz auf Weiß	19,05	6,4	M21-750-423	AA -
Etiketten aus Polyester B-430					
167045	Schwarz auf transparent	9,53	6,4	M21-375-430	AA -
167046	Schwarz auf transparent	12,7	6,4	M21-500-430	AA -
167047	Schwarz auf transparent	19,05	6,4	M21-750-430	AA -
Etiketten aus Polypropylen B-7425					
814356	Schwarz auf Weiß	9,53	6,4	M21-375-7425	AA -
814357	Schwarz auf Weiß	12,7	6,4	M21-500-7425	AA -
814358	Schwarz auf Weiß	19,05	6,4	M21-750-7425	AA -

Etiketten für BMP21-LAB

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (m)	Art. Nr. Brady	CHF
Vinyl-Etiketten B-595					
167051	Weiß auf Blau	9,53	6,4	M21-375-595-BL	AA -
167056	Weiß auf Blau	12,7	6,4	M21-500-595-BL	AA -
167061	Weiß auf Blau	19,05	6,4	M21-750-595-BL	AA -
814256	Weiß auf Braun	9,53	6,4	M21-375-595-BR	AA -
814257	Weiß auf Braun	12,7	6,4	M21-500-595-BR	AA -
814258	Weiß auf Braun	19,05	6,4	M21-750-595-BR	AA -
814259	Weiß auf Schwarz	9,53	6,4	M21-375-595-BK	AA -
814260	Weiß auf Schwarz	12,7	6,4	M21-500-595-BK	AA -
814261	Weiß auf Schwarz	19,05	6,4	M21-750-595-BK	AA -
167054	Weiß auf Rot	9,53	6,4	M21-375-595-RD	AA -
167059	Weiß auf Rot	12,7	6,4	M21-500-595-RD	AA -
167064	Weiß auf Rot	19,05	6,4	M21-750-595-RD	AA -
167052	Weiß auf Grün	9,53	6,4	M21-375-595-GN	AA -
167057	Weiß auf Grün	12,7	6,4	M21-500-595-GN	AA -
167062	Weiß auf Grün	19,05	6,4	M21-750-595-GN	AA -
814262	Weiß auf Lila	9,53	6,4	M21-375-595-PL	AA -
814263	Weiß auf Lila	12,7	6,4	M21-500-595-PL	AA -
814264	Weiß auf Lila	19,05	6,4	M21-750-595-PL	AA -
814265	Schwarz auf Weiß	6,35	6,4	M21-250-595-WT	AA -
167048	Schwarz auf Weiß	9,53	6,4	M21-375-595-WT	AA -
167049	Schwarz auf Weiß	12,7	6,4	M21-500-595-WT	AA -
167050	Schwarz auf Weiß	19,05	6,4	M21-750-595-WT	AA -
814266	Schwarz auf Grau	9,53	6,4	M21-375-595-GY	AA -
814267	Schwarz auf Grau	12,7	6,4	M21-500-595-GY	AA -
814268	Schwarz auf Grau	19,05	6,4	M21-750-595-GY	AA -
814269	Schwarz auf Gelb	6,35	6,4	M21-250-595-YL	AA -
167055	Schwarz auf Gelb	9,53	6,4	M21-375-595-YL	AA -
167060	Schwarz auf Gelb	12,7	6,4	M21-500-595-YL	AA -
167065	Schwarz auf Gelb	19,05	6,4	M21-750-595-YL	AA -
167053	Schwarz auf Orange	9,53	6,4	M21-375-595-OR	AA -
167063	Schwarz auf Orange	19,05	6,4	M21-750-595-OR	AA -

Drucker BMP51

- Kompakter Drucker für kontinuierliches Drucken oder Etikettendruck
- Mit Tastatur und Bildschirm
- Max. Länge des Etiketts : 38,10 mm
- Maximal 250 Etiketten/Tag
- Patrone mit integriertem Farbband
- Autonom oder über einen PC
- Integrierter Cutter
- Garantie: 2 Jahre



814077

Druckersets

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
814077	Drucker BMP51*	AA -
834204	Druckerset BMP51 für das Labor* mit Brady Workstation	AA -
834664	Druckerpaket BMP51 + LABS-Suite	AA -

* Kit Labo : BMP51 + + Brady Workstation Basic + M-122-461 + M-131-499 + MC-1500-595-WT-BK

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
814187	Magnetische Halterung	AA -
814083	Starrer Koffer	AA -
167924	Batterieladegerät 220v (EUROPE)	AA -
814085	Zusätzlicher Li-Ion-Akku	AA -
814087	Zusätzlicher Li-Ion-Akku + 220-V-Ladegerät	AA -
814088	Gehäuse für 8 AA-Batterien	AA -
814091	Ethernet-Karte	AA -



TIPP
Weitere Etiketten für BMP51 auf nächster Seite