Drucker BradyJet J2000

NEU



VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

- Hochauflösender farbiger Tintenstrahldruck 4800 dpi
- Automatische Einrichtung von Etiketten
- Schnelles Auswechseln der Etikettenrollen
- Etiketten, die bis -196 °C und Kochwasserbad oder Autoklavierung beständig sind; Beständigkeit gegen Chemikalien wie Ethanol, Methanol, Toluol, Aceton, Xylol, Isopropanol, DMSO
- Für Innenanzeige
- Maße: 26,4 x 38,9 cm
- Gewicht: 3,20 kg
- Mindestlänge Etiketten : 6,35 mm
- Etikettenbreite : 19 bis 101,60 mm
- Druck bis zu 3000 Etiketten/Tag und 63 mm/Sekunde
- Konnektivität : USB
- Drucker wird mit Netzkabel, Netzadapter, USB-Kabel, Startanleitung, Tintenpatrone, Etikettenrolle zur Ausrichtung der Druckköpfe geliefert

Modell	J2000-Drucker mit Workstation-Suite für das Labor
Art. Nr.	834368
CHF	AA -

Etiketten aus PP B-7425J

Art. Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Etiketten/ Rolle	CHF/ Rolle
834375	20,96	6,35	-	1500	AA -
834379	50,8	6,35	-	2000	AA -
834373	25,4	9,53	-	2000	AA -
834391	25,4	9,53	9,53	1500	AA -
834374	25,4	12,7	-	2000	AA -
834401	25,4	12,7	11,18	1500	AA -
834388	38,1	12,7	-	1500	AA -
834392	50,8	12,7	-	2000	AA -
834384	33,02	15,24	-	1500	AA -
834383	25,4	19,05	-	2000	AA -
834387	38,1	19,05	-	1500	AA -
834393	25,4	25,4	-	1500	AA -
834390	38,1	25,4	-	1250	AA -
834386	50,8	25,4	-	1500	AA -
834396	38,1	44,45	-	900	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
834402	CMY-Farbtintenpatrone für J2000	AA -



I 7100 Drucker mit automatischem Etikettenapplikator

NEU



Steigern Sie Ihre Effizienz mit dem Modul zur automatischen Etikettierung von Röhrchen.

- Für präzises und dauerhaftes Drucken in großen Mengen
- Leistungsstarker interner Prozessor: bis zu 7000 Etiketten/Tag
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 300 mm/s
- Druckauflösung 300 dpi
- Breites Angebot an hochwertigen Verbrauchsmaterialien für die Identifizierung
- Intuitiver Farb-Touchscreen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
834772	I 7100 300 dpi Drucker mit LABS Suite und automatischem Etikettenapplikator	AA -

VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen