Saugfähiges Schutzpapier auf Rollen





Sparpapier vom Typ "Untersuchungslaken" mit einer Seite aus saugfähiger Watte und einer wasserundurchlässigen Seite.

- **Breite : 50 cm**
- **Vorgeschnitten in Formate von 38 cm, 180 Formate pro Rolle**
- **Weiße Farbe**
- **Verpackung in Kunststofffolie**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
030640	Rolle saugfähiges Papier "Untersuchungslaken"	AA -
002985	Abrollständer für Untersuchungstücher 50 cm breit	AA -

Benchkote™ Labortisch-Schutzpapier



Saugfähiges und undurchlässiges Papier zum Schutz von Laborflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Stoffe.

- **Eine Seite aus laminiertem Polyethylen, um Ablagerungen ohne Absorption einzufangen, eine andere Seite aus Papier, das Flüssigkeiten schnell absorbiert, damit sie sich nicht auf der Arbeitsfläche verteilen**
- **Dickere, saugfähigere Benchkote Plus-Version für anspruchsvollere Anwendungen (bis zu 0,75 l Wasser pro m² absorbiert)**
- **Äußerst robust**
- **Sehr einfache Sammlung und Verbrennung nach Gebrauch**

Art. Nr.	Typ	Darstellung	Verpackung	CHF
036102	Benchkote	Blätter 46 x 57 cm	50 Blätter	AA -
034994	Benchkote	Blätter 46 x 57 cm	100 Blätter	AA -
036103	Benchkote	Blätter 46 x 52 cm	50 Blätter	AA -
036104	Benchkote	Rolle 46 cm x 50 m	1 Rolle	AA -
036105	Benchkote	Rolle 92 cm x 50 m	1 Rolle	AA -
036106	Benchkote Plus	Blätter 50 x 60 cm	50 Bl	AA -
036107	Benchkote Plus	Rolle 60 cm x 50 m	1 Rolle	AA -

Anwendungen

- Beherrschung des Auslaufens von radiochemischen Stoffen, Vermeidung von Kontaminationen
- Wiedergewinnung von versehentlich verschütteten wertvollen Materialien
- Regulierung der Atmosphäre (Wasser oder Lösungsmittel) in feuchten Räumen
- Abdeckung von Wänden chemischer Geräte, Tischschubladen und Laborhauben

Schutzpapier für den Labortisch



- **Material : 80 % Zellulose, 20 % Polyethylenfolie**
- **Schutz vor Stößen, sauren und korrosiven Medien, radiochemischen Stoffen**
- **Rückgewinnung von Materialien nach dem Kalzinieren**
- **Flächengewicht : 125 g/m², in Bögen oder auf Rollen**

Art. Nr.	Darstellung	Maße (mm)	VE/ Box	CHF/ Box
074129	Blätter	420 x 520	100	AA -
074130	Blätter	460 x 570	100	AA -
074131	Blätter	500 x 600	100	AA -
074132	50-m-Rolle	Breite : 460	1	AA -
074133	50-m-Rolle	Breite : 600	1	AA -
074134	50-m-Rolle	Breite : 490	1	AA -
074128	50-m-Rolle	Breite : 920	1	AA -

Labmat-Schutzpapiere





Saugfähige Papiere, die mit einer undurchlässigen Polyethylenfolie gefüttert sind. Die saugfähige Seite hält alle Lösungen, Wasser, Farbstoffe, Puffer, aggressive chemische oder radioaktive Lösungen zurück. Das orangefarbene Modell ist ideal für biologisch gefährdete Bereiche.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ Rolle
085007	Labmat-Rolle weiß 50 cm x 15 m	AA -
085008	Labmat-Rolle orange 50 cm x 15 m	AA -