
Versi-dry Schutzpapiere für den Labortisch

- Saugfähige Papiere mit Polyethylenrückseite
- Aufgenommene Flüssigkeit (je nach Modell) : 750 ml/m² oder 1050 ml/m²
- In Rollen, Spenderrollen oder Blättern.



Art. Nr.	Darstellung	L x B	VE	CHF
Versi-dry Standard-Absorption weiß (750 ml/m²)				
029152	Spenderrolle	100 m x 51 cm	1 Rolle	AA -
088025	Spenderrolle	30 m x 51 cm	4 Rollen	AA -
029153	Rolle	100 m x 51 cm	2 Rollen	AA -
029154	Rolle	50 m x 51 cm	2 Rollen	AA -
029155	Blätter	46 cm x 51 cm	350 Blätter	AA -
Versi-dry verstärkte Absorption blau (1050 ml/m²)				
029157	Rolle	80 m x 51 cm	1 Rollen	AA -
029156	Blätter	45 cm x 51 cm	350 Blätter	AA -

BenchGuard Tischschutzpapiere

- Schutz von Arbeitsflächen
- Eine Seite wasserdicht und eine Seite, die 400 ml/m² adsorbieren kann
- BenchGuard Extra für Absorption von 800 ml/m²
- Erhältlich in Bögen von 60 cm x 49 cm oder in Rollen von 50 m



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße Blätter oder Rolle	VE	CHF/ VE
090275	BenchGuard	50 m x 49 cm	1 Rolle	AA -
090276B	BenchGuard	60 cm x 49 cm	100 Blätter	AA -
090277	BenchGuard Extra	50 m x 49 cm	1 Rolle	AA -
090278	BenchGuard Extra	60 cm x 49 cm	50 Blätter	AA -

Labor-Set

- Aus Silikon (VMQ)
- Beständig bis zu + 260 °C
- Rutschfest
- Sterilisierbar



Farbton	B x L (mm): 250 x 250	B x L (mm): 350 x 350
Rot	092156	092158
Schwarz	092157	092159
CHF	AA -	AA -

Silikon-Schutzmatte



- Aus Silikon (FDA)
- Maße: 35 x 60 cm
- Dicke 2 mm
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten
- Einfache Reinigung mit einem Standard-Desinfektionsmittel; kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden
- Schützt den Labortisch vor heißen Proben bis zu 200 °C
- Temperaturbeständig von -50 °C bis 200 °C

Art. Nr.	Seite 1	Seite 2	CHF
320552	Gelb	Blau auf grauem Hintergrund	AA -
320553	Violett	Grau auf violettem Hintergrund	AA -
320623	Blau	Weiß mit blauem Rand	AA -

Sterile Pflegetücher

- Nicht-adhäsiv
- Saugfähig (Vliesstoffe) und wasserfest (Polyethylen)

Art. Nr.	Maße L x B (cm)	Anzahl Schichten	VE	CHF/ VE
711773	45 x 75	2	150	AA -
711736	75 x 90	2	6 x 38	AA -
711737	90 x 150	3	2 x 30	AA -
711738	150 x 240	3	24 x 2	AA -

Schutzmatten

NEU





- Ideal für Umgebungen, in denen Sterilität erforderlich ist
- 2 Seiten:
  - 1 glatte Seite
  - 1 raue Seite: verhindert die Bewegung von kleinen Gegenständen, das Verrutschen von Behältern, Dosen mit Spitzen und anderen Verbrauchsmaterialien
- Hält den Labortisch sauber und frei von Verschmutzungen und Gebrauchsspuren
- Wiederverwendbar
- Rand hält bis zu 250 ml zurück
- Rutschfest
- Reduziert den Vibrationslärm von kleinen Geräten wie Mikrozentrifugen
- Einfache Reinigung mit einem Standard-Desinfektionsmittel, spülmaschinenfest
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- Schützt den Labortisch vor heißen Behältern bis zu 200 °C
- Maße: 305 x 379 x 2 mm
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten

Blau	Violett	CHF
320702	320703	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com