Rückhaltebehälter

Auffangbehälter aus Polypropylen




Auffangbehälter aus Polypropylen

- Für korrosive Produkte, Produkte mit hoher Festigkeit
- Nutzbar ohne Gitterroste

Art. Nr.	Maße H x L x T (mm)	Speicherkapazität: Flasche 1 l	Flasche 2 l	Retentions-kapazität (l)	Gewicht (kg)	CHF
060076	85 x 455 x 480	18	9	11	5	AA -

Labo Retention 8 Liter mit Gitterrost



- Ideal für den Umgang mit gefährlichen Stoffen im Labor
- Einteiliges Rotomolding aus hochdichtem Polyethylen
- Grün, in der Masse gefärbt, UV-behandelt
- Lebensmittelqualität, verrottungsfest, inert gegenüber vielen Chemikalien
- ISO 9002 zertifiziert
- H x B x L: 70 x 400 x 600 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
322001	Gitterroste	AA -

Allgemeine Merkmale

- Schnelle und sichere Lagerung während der Manipulation
- Halten Flüssigkeiten am Boden des Behälters zurück, falls sie auslaufen sollten
- Leicht zu reinigen
- Rand der die gelagerten Behälter sichert

Auffangbehälter aus Stahl



Auffangbehälter aus Stahl

- Für giftige, gesundheitsschädliche und umweltbelastende Stoffe, Lieferung ohne Gitterrost
- Zu ergänzen durch einen der Gitterrost Modelle 060291B und 060198B

Art. Nr.	Maße H x L x T (mm)	Speicherkapazität: Flasche 1 l	Flasche 2 l	Retentions-kapazität (l)	Gewicht (kg)	CHF
060274B	30 x 490 x 410	16	9	6	3	AA -
060276B	30 x 1000 x 410	36	20	12	2	AA -
060290B	100 x 1000 x 410	36	2	20	41	AA -
060294B	100 x 480 x 410	16	9	20	5	AA -

Gitterrost für Stahlwannen

- Der Gitterrost Art. Nr. 060291B verringert die Aufnahmekapazität des Behälters um 6 l
- Der Gitterrost Art. Nr. 060198B verringert die Aufnahmekapazität des Behälters um 3 l

Art. Nr.	Für Behälter Art. Nr.	Maße H x B x T (mm)	Speicherkapazität: Flasche 1 l	Flasche 2 l	Gewicht (kg)	CHF
060291B	060290B	90 x 990 x 400	36	2	3	AA -
060198B	060294B	90 x 480 x 400	16	9	2	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 10
060070	Absorbierende Matten Blätter	AA -

Auffangbehälter PEHD



001047B



212025

- Zugelassen für Lebensmittelkontakt, HACCP
- Leer ineinander steckbar, stapelbar mit Deckel
- Einsetzbar von -40 °C bis +90 °C
- Gitter aus HDPE (-40 °C bis +90 °C)
- Transparente Deckel aus Polypropylen (-20 °C bis +90 °C)

Behälter 8 l

	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht (Kg)	Weiß	Rot	Blau	Grün	Gelb	CHF
Behälter	485 x 335 x 75	0,65	001047B	212021B*	212022B*	212023B*	212024B*	AA -
Raster	420 x 270 x 8	0,17	212025	-	-	-	-	AA -
Deckel	490 x 340	0,31	211967	-	-	-	-	AA -

* mit HACCP-Tracking-Etikett

Behälter 8 l + Rost + Deckel

Farben	Weiß	Rot	Blau	Grün	CHF
Art. Nr.	212026B	212027B	212028B	212029B	AA -

Behälter 10 l - weiß

Art. Nr.	Typ	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (Kg)	CHF
001048	Behälter	535 x 385 x 80	0,81	AA -
212034	Raster	470 x 320 x 8	0,21	AA -