Abfallbox für radioaktive Pipettenspitzen

Acrylbox zur Verwertung von radioaktiven Spitzen.
Aus transparentem Acryl für Betastrahlen [^{32}P]

- **Oberen Deckel mit Scharnier**
- **Klappe im Deckel zum Einsetzen der Spitzen**
- **Wird mit Beuteln ergänzt, die mit dem Piktogramm "Radioaktiv" bedruckt sind**



Art. Nr.	Bezeichnung	L x B x H (mm)	CHF
037929	Anti-Beta-Box	154 x 171 x 206	AA -

Beta-Box für radioaktiven Abfall

9,5 mm dicke Acrylbox zum Schutz von radioaktiven Beta-Isotopen.

- **Abnehmbarer Deckel**
- **L x B x H : 304 x 203 x 381 mm, für Beutel mit den Maßen L x B x H : 305 x 152 x 380 mm**
- **Ausgestattet mit Klammern zur Befestigung von Beutel**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045900	Box aus Acryl	AA -

Schutzbehälter

Abfallcontainer aus Acryl, die mit einer 2-Liter-Nalgene-Flasche geliefert werden. Dicke 9 mm




Art. Nr.	Bezeichnung	Ø x H (mm)	CHF
029117	Container für radioaktiven Abfall mit einer 2-Liter-Flasche	140 x 286	AA -

Ersatzflaschen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
029330A	Ersatzflasche 2 Liter	AA -

Beta-Schutzschild

Beta-Schutzschirm mit breiter Basis, der als Tablett für die Proben dient. Mit geradem und dann schrägem Pan, um die geleistete Arbeit besser sichtbar zu machen.
Dicke 9,5 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	(L x B x H) (mm)	CHF
028678	Anti-Beta-Acryl-Schirm	305 x 305 x 457	AA -
028679	Anti-Beta-Acryl-Schirm	457 x 305 x 610	AA -

TFD-Schaum, Dekontaminationsmittel für Radioaktivität

Wirksam bei allen Dekontaminationsvorgängen von Radioisotopen, die üblicherweise in der Nuklearmedizin (Technetium Tc 99,ThalliumTl 201, Gallium Ga 67, Indium 111, Iod I 131), in Forschungslabors (Kohlenstoff C 14, Chrom Cr 51, Tritium T 3, Iod I 125, Phosphor P 32, Xenon Xe 131, Yttrium Y90) verwendet werden.
Zusammensetzung:

- Tenside: anionisch und nichtionisch ;
- Sequestrierungsmittel ;
- Stabilisatoren Treibmittel (Butan/Propan-Gemisch).

- **Reinigungsmittel und Fettlöser: Der Schaum entfernt alle Arten von kontaminiertem Schmutz und Fett**
- **Dekontaminierung von Radioaktivität: Sequestrierende Mittel lösen und verschleppen Radioisotope, die auf allen Arten von Trägern fixiert sind, und bilden wasserlösliche Metallkomplexe, die leicht entfernt werden können**
- **Weißer, geruchloser Schaum**
- **pH = 7**
- **Kompatibel mit allen Arten von Oberflächen**
- **Durch direktes Aufsprühen auf die zu dekontaminierende Oberfläche zu verwenden**





Siehe auch unsere Etiketten "Radioaktivitätssymbol" auf Seite 1320

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
711171	Radioaktives Dekontaminationsmittel TFD Schaum 500 ml	AA -

TFD Hautreiniger Dekontaminationsmittel Radioaktivität

- **Schäumende Cremeseife**
- **pH-neutral**
- **Parfümfrei**
- **Verhindert das Austrocknen der Haut**
- **Reiniger, Weichmacher, Dekontaminationsmittel für Radioaktivität**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
711547B	TFD Haut Dekontaminationsmittel für Radioaktivität 460 g	AA -





Siehe Desinfektionsmittel Radioaktivität Seite 1358

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com