Beutel zum Transport und zur Lagerung nach der Sterilisation Sterilsop® Protec



Ermöglicht den Transport und die Lagerung von sterilen Instrumenten. Ermöglicht die Verlängerung der Haltbarkeitsdauer von Sterilisationsgütern gemäß dem Punkteschema, das aus den "Guten Sterilisationspraktiken" von 1993 entnommen wurde.

- **Aus Polyethylen 60 Mikron**
- **Selbstklebender manipulationssicherer Verschluss (wasserdicht und luftdicht, wenn geschlossen)**
- **Vorgedrucktes Etikett für das Datum und die Kennzeichnung des Inhalts**
- **Bodenfalte zur Vermeidung von Rissen beim Einlegen der Artikel in den Schutzbeutel**

Art. Nr.	Maße (mm)	VE	CHF/ Box
161554B	230 x 380 mm	200	AA -
161555	320 x 500 mm	200	AA -
161556	420 x 760 mm	200	AA -


Heißsiegelbare Hüllen




- **Aus HDPE**
- **Dicke 100 µm**
- **Sehr widerstandsfähig**
- **Lebensmittelkontakt konform**

Art. Nr.	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	CHF/ Rolle
999651	40	350	AA -
999652	60	350	AA -
999650	80	350	AA -
999653	120	350	AA -
999655B	300	350	AA -

Sterilisationsbeutel und -hüllen für trockene Hitze





Beutel und Hüllen für die Sterilisation von Gegenständen, Werkzeugen, durch trockene Hitze (Poupinel). Maximale Temperatur : 180 °C.

- **Spezielles Polyamid zum Schweißen (260/270 °C)**
- **Sterilisationsindikator**
- **Darstellung in Form von Beuteln oder Hüllen auf Rollen**

Beutel für trockene Hitze

Art. Nr.	L x B (mm)	VE/ Box	CHF/ Box
018001	200 x 50	100	AA -
018002	200 x 80	100	AA -
018003	250 x 120	100	AA -
018005	300 x 200	100	AA -
018004	500 x 300	100	AA -

Hüllen für trockene Hitze

Art. Nr.	Breite (mm)	Rolle von	CHF/ Rolle
018006	50	50 m	AA -
018007	80	50 m	AA -
018008	120	50 m	AA -
018009	200	50 m	AA -
018010	300	50 m	AA -