Sterilisationsbeutel und -hüllen aus transparentem Papier/Kunststoff

- Entspricht EN ISO 11607 und DIN 868-5
- 70 g/m² Papier, das für Mikroorganismen undurchlässig, aber luftdurchlässig ist
- Folie 12/40 PET/PPP blau
- Für die Sterilisation mit Dampf und Gasen
- 3 Indikatoren, die außerhalb der Füllzone gedruckt werden: Dampf, Ethylenoxid, Formaldehyd

Faltenbeutel



Art. Nr.	Maße B x L x T (cm)	VE	CHF/ VE
019622	10 x 30 x 5	2000	AA -
019623	10 x 40 x 5	2000	AA -
019624	15 x 28 x 5	1000	AA -
019625	15 x 40 x 5	1000	AA -
019626	20 x 40 x 5	1000	AA -
019627	20 x 48 x 5	500	AA -
019628	25 x 48 x 6,5	500	AA -
019629	30 x 61 x 6,5	500	AA -
019630	41 x 61 x 6,5	500	AA -

Flach- oder Faltenhüllen



Flache Hüllen (Rolle 200 m)

Art. Nr.	Breite (cm)	VE	CHF/ VE
019631	5	6	AA -
019632	7,5	4	AA -
019633	10	3	AA -
019634	12,5	2	AA -
019635	15	2	AA -
019636	20	2	AA -
019637	25	2	AA -
019638	30	1	AA -
019639	38	1	AA -
019640	42	1	AA -

Faltenhüllen (Rolle 100 m)

Art. Nr.	Maße L x T (cm)	VE	CHF/ VE
019641	7,5 x 2,5	4	AA -
019642	10 x 5	3	AA -
019643	15 x 5	2	AA -
019644	20 x 5	2	AA -
019645	25 x 6,5	2	AA -
019646	30 x 6,5	1	AA -
019647	38 x 8	1	AA -

Flache Beutel



Art. Nr.	Maße B x L (cm)	VE	CHF/ VE
019606	21 x 33	1000	AA -
019607	22 x 30	1000	AA -
019608	22 x 35	1000	AA -
019609	22 x 42	1000	AA -
019610	25 x 38	1000	AA -
019611	25 x 40	1000	AA -
019612	25 x 42	1000	AA -
019613	25 x 48	500	AA -
019614	27 x 45	500	AA -
019615	30 x 42	500	AA -
019616	30 x 57	500	AA -
019617	32 x 50	500	AA -
019618	36 x 58	500	AA -
019619	38 x 50	500	AA -
019620	42 x 50	500	AA -
019621	42 x 61	500	AA -

Art. Nr.	Maße B x L (cm)	VE	CHF/ VE
019580	5,5 x 20	2000	AA -
019581	5,5 x 25	2000	AA -
019582	7,5 x 15	2000	AA -
019583	7,5 x 20	2000	AA -
019584	7,5 x 25	2000	AA -
019585	7,5 x 30	2000	AA -
019586	10 x 15	2000	AA -
019587	10 x 20	2000	AA -
019588	10 x 25	2000	AA -
019589	10 x 30	2000	AA -
019590	10 x 36	1000	AA -
019591	10 x 40	1000	AA -
019592	10 x 52	1000	AA -
019593	12,5 x 25	2000	AA -
019594	12,5 x 30	2000	AA -
019595	12,5 x 40	1000	AA -
019596	12,5 x 52	1000	AA -
019597	15 x 20	1000	AA -
019598	15 x 27	1000	AA -
019599	15 x 30	1000	AA -
019600	15 x 38	1000	AA -
019601	15 x 61	1000	AA -
019602	16 x 22	1000	AA -
019603	20 x 27	1000	AA -
019604	20 x 40	1000	AA -
019605	20 x 61	1000	AA -

Beutel und Hüllen aus transparentem Kunststoffvlies



- Entspricht EN ISO 11607 und DIN 868-5
- Aus Vliesstoff 60 g/m² und Kunststofffolie: Geschmeidigkeit des Vliesstoffs mit hoher Luft- und Dampfdurchlässigkeit ermöglicht die Behandlung großer Mengen
- Für die Sterilisation mit Dampf und Gasen
- 3 Indikatoren, außerhalb des Füllbereichs gedruckt : Dampf, Ethylenoxid, Formaldehyd

Art. Nr.	Typ	Maße L x B	VE	CHF/ VE
019648	Flache Beutel	27 x 36 cm	500	AA -
019649	Flache Beutel	32 x 45 cm	500	AA -
019650	Flache Beutel	40 x 52 cm	250	AA -
019651	Flache Beutel	50 x 60 cm	250	AA -
019652	Flache Beutel	57 x 72 cm	250	AA -
019653	Flache Hülle	20 cm x 100 m	2	AA -
019654	Flache Hülle	42 cm x 100 m	1	AA -

Beutel und Hüllen aus transparentem Tyvek® Kunststoff



- Entspricht den Normen EN ISO 11607 und EN 868-9
- Aus Tyvek® 1073B Stärke 75 g/m²
- Für hitzeempfindliche Instrumente
- Sterilisation Plasma, Ethylenoxid, Bestrahlung
- 2 Indikatoren, außerhalb des Füllbereichs gedruckt : Plasma, Ethylenoxid
- Absorption von Ethylenoxid sehr begrenzt, wenig Restgase
- Hervorragende Barriere gegen Mikroorganismen und Feuchtigkeit
- Heißsiegelbar zwischen 115 und 135 °C

Art. Nr.	Typ	Maße L x B	VE	CHF/ VE
019655	Flache Beutel	7,5 x 20 cm	1000	AA -
019656	Flache Beutel	10 x 27 cm	500	AA -
019657	Flache Beutel	15 x 30 cm	500	AA -
019658	Flache Beutel	20 x 40 cm	500	AA -
019659	Flache Beutel	25 x 48 cm	500	AA -
019660	Flache Hülle	7,5 cm x 100 m	2	AA -
019661	Flache Hülle	10 cm x 100 m	2	AA -
019662	Flache Hülle	15 cm x 100 m	1	AA -
019663	Flache Hülle	20 cm x 100 m	1	AA -
019664	Flache Hülle	25 cm x 100 m	1	AA -
019665	Flache Hülle	30 cm x 100 m	1	AA -
019666	Flache Hülle	38 cm x 100 m	1	AA -
019667	Flache Hülle	50 cm x 100 m	1	AA -