Beutel und Hüllen für die Sterilisation

Flache Beutel (Siegelverschluss)

Art. Nr.	L x B: (mm)	Verpackt zu	CHF
005909	120 x 200	100	AA -
005929	250 x 400	100	AA -
005945	420 x 650	100	AA -

Faltenbeutel (Siegelverschluss)

095012B	100 x 300 x 40	100	AA -
095013B	160 x 360 x 45	100	AA -
095015B	320 x 500 x 60	100	AA -
095016B	420 x 600 x 90	100	AA -

Flache Beutel (Selbstklebeverschluss)

095017	70 x 230	100	AA -
095018	90 x 230	100	AA -
095116	130 x 356	100	AA -
095021	200 x 330	100	AA -
095022	300 x 390	100	AA -

WEB

Weitere Größen finden Sie auf www.milian.com

Flache Hüllen (Schweißverschluss)

Art. Nr.	Breite (mm)	CHF Rolle mit 200 m
095023B	50	AA -
095024B	80	AA -
095027B	220	AA -
095028B	285	AA -
095029B	320	AA -

Hüllen und flache Beutel



Für Autoklaven und Ethylenoxid.
Beutel und Hüllen für die Verpackung von Geräten, die mit Sterilisationsverfahren mit Wasserdampf und Ethylenoxidgas kompatibel sind.

- **1 Seite Papier 60 g/m², 1 Seite durchsichtiger PET/PP-Kunststoff**
- **Dampf- und Gassterilisationsanzeige OE**
- **Verschluss durch Schweißen oder selbstklebend**
- **Beutel und Hüllen flach (einfach) oder mit Seitenfalte (erhöht die Kapazität des Beutels)**
- **Beutel und Hüllen sind beim Öffnen peelbar**

Hüllen und Beutel mit Seitenfalte



Faltenbalg-Hüllen (Schweißverschluss)

Art. Nr.	L x B (mm)	Rollenlänge (m)	CHF/ Rolle
095109	75 x 30	100	AA -
095110	100 x 40	100	AA -
095111	150 x 50	100	AA -
095112	200 x 50	100	AA -
095113	250 x 60	100	AA -
095114	300 x 60	100	AA -
095115	380 x 80	100	AA -
095037	420 x 90	66	AA -

Quattro Premium Sterilisationsbeutel und -hüllen

NEU

- **Für Dampfsterilisation, Ethylenoxid; mit Sterilisationsindikatoren der Klasse 4**
- **Aus Papier (60 g/m²) und Polypropylen- und Polyethylenfolie (50 µm)**
- **Durchstoßfest, dicke mehrschichtige Folie aus Polypropylen und Polyethylen**
- **Transparente, bläuliche Folie erleichtert das Betrachten des Inhalts und das Erkennen von Rissen oder Perforationen**
- **Saubere Öffnung der Schweißnaht zur aseptischen Entnahme des Inhalts**



Flache, selbstklebende Sterilisationsbeutel

Art. Nr.	Maße (mm)	CHF Box zu 200
475315A	70 x 229	AA -
475316A	89 x 133	AA -
475317A	89 x 229	AA -
475318A	57 x 102	AA -
475319A	133 x 254	AA -
475320A	191 x 330	AA -
475321A	254 x 356	AA -
475322A	305 x 432	AA -

Flache Sterilisationshüllen

Art. Nr.	Maße (mm)	CHF die Rolle zu 200
475328A	50	AA -
475329A	75	AA -
475330A	100	AA -
475331A	150	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com