
Sterilisationsblätter

- Entspricht ISO 11607, EN 868, CE
- Für die Verpackung von Sterilisiergut, von den leichtesten bis zu den anspruchsvollsten Teilen


Sterilisationsfolien aus Krepppapier



- Das Einstiegs-Papier für die Verpackung von Kits und leichten Instrumenten
- 100 % Papier auf Zellulosebasis, medizinische Qualität
- „Sensitive"-Krepppapier weicher und flexibler

Weiß	Grün	Maße L x B (cm)	VE	CHF/ VE
		Standard-Krepppapier		
019500	019508B	40 x 40	500 / 1500	AA -
019501B	019509B	50 x 50	750	AA -
019502B	019510B	60 x 60	750	AA -
019503B	019511B	75 x 75	350	AA -
019504	019512	80 x 80	250	AA -
019505	019513	90 x 90	250	AA -
019506	019514	100 x 100	250	AA -
019507	019515	120 x 120	125	AA -
		„Sensitive“ gekrepptes Papier		
019517	019522	75 x 75	250	AA -
019518	019523	90 x 90	250	AA -
019519	019524	100 x 100	250	AA -

Zwischenblätter



- Blätter mit Interfold (zwei Farben wechseln sich ab) machen es einfacher, Schäden an Doppelpacks zu erkennen
- Grünen Vliesstoff als Innenverpackung verwenden

Art. Nr.	Maße L x B (cm)	VE	CHF/ VE
	Vliesstoff blau/grün 52 g/m²		
019544	75 x 75	200	AA -
019545	90 x 90	200	AA -
019546	100 x 100	200	AA -
019547	120 x 120	100	AA -
019548	120 x 140	100	AA -
	SMMS 43 g/m² und grüner Vliesstoff 57 g/m²		
019573	75 x 75	200	AA -
019574	100 x 100	200	AA -
019575	120 x 120	120	AA -
019576	140 x 140	120	AA -
	SMMS 60 g/m² und grüner Vliesstoff 67 g/m²		
019577	100 x 100	160	AA -
019578	120 x 120	120	AA -
019579	140 x 140	80	AA -

Sterilisationsfolien aus Vliesstoff 52 g/m²

- Zum Verpacken von Instrumentenkörben und Textilien

Blau	Grün	Maße L x B (cm)	VE	CHF/ VE
019526	019537	50 x 50	500	AA -
019527	019538	60 x 60	500	AA -
019528	019539	75 x 75	200	AA -
019529	019540	90 x 90	200	AA -
019530	019541	100 x 100	200	AA -
019531	-	100 x 140	100	AA -
019532	019542	120 x 120	100	AA -
019533	-	120 x 140	100	AA -
-	019543	130 x 130	100	AA -
019534	-	130 x 150	100	AA -
019535	-	140 x 140	100	AA -
019536	-	150 x 190	100	AA -

Sterilisationsfolien aus Vliesstoff 59 g/m²

- Empfohlen für die Innenverpackung von schweren Teilen
- Aus einer Mischung von Zellulose mit Polyesterfasern: gute Festigkeit und gute Drapierbarkeit

Blau	Maße L x B (cm)	VE	CHF/ VE
019549	60 x 60	500	AA -
019550	75 x 75	200	AA -
019551	90 x 90	200	AA -
019552	100 x 100	200	AA -
019553	120 x 120	100	AA -
019554	140 x 140	100	AA -

Sterilisationsfolien aus SMMS-Polypropylen-Vlies 37 g/m² oder 60 g/m²



- Polypropylenfasern in 4 Schichten : 2 äußere "schmelzgesponnene" Schichten (Flexibilität) und zwei innere "blasgesponnene" Schichten (Barriere gegen Mikroorganismen)
- Bieten eine gute Reißfestigkeit

Blau	Maße L x B (cm)	VE	CHF/ VE
	37 g/m²		
019555	75 x 75	200	AA -
019556	90 x 90	200	AA -
019557	100 x 100	200	AA -
019558	120 x 120	120	AA -
019559	120 x 140	120	AA -
019560	140 x 140	120	AA -
019561	140 x 190	80	AA -
	60 g/m²		
019570	100 x 100	104	AA -
019571	120 x 120	96	AA -
019572	140 x 140	80	AA -

Sterilisationsfolien aus Polypropylen-Vlies SSMMS 43 g/m²

- Aus nicht gewebtem Polypropylen 43 g/m²
- Für die Verpackung schwererer medizinischer Produkte
- Fördern die Aufnahme von Restfeuchtigkeit nach der Sterilisation
- Entspricht der Norm DIN EN 13795: OP-Abdeckungen für "weniger kritische Bereiche"
- 1 blaue Seite, 1 violette Seite

Art. Nr.	Maße L x B (cm)	VE	CHF/ VE
019562	50 x 50	500	AA -
019563	75 x 75	200	AA -
019564	90 x 90	200	AA -
019565	100 x 100	200	AA -
019566	120 x 120	120	AA -
019567	120 x 140	120	AA -
019568	140 x 140	120	AA -
019569	150 x 190	48	AA -