Stifte für Kännchen und Röhrchen



➤ **Stifte für Kännchen : Nylonfüllung**

➤ **Reinigungsbürsten für Röhrchen : gerades Ende Kunststoff**

Art. Nr.	Durchmesser (mm)	Polsterung	Spitze	Bürstenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	CHF
069142A	4	Nylon 9/100°	Brutto	50	450	**AA -**
069143A	4	Nylon 10/100°	Umgekehrt	60	480	**AA -**
069146A	4	Nylon 10/100°	Brutto	40	250	**AA -**
069141A	6	Nylon 10/100°	Brutto	50	450	**AA -**
069140A	10	Seide	Umgekehrt	110	480	**AA -**
069137A	12	Seide	Umgekehrt	80	270	**AA -**
069138A	12	Seide	Gerade Pinsel	80	270	**AA -**
069144A	15	Seide	Gerade Pinsel	80	270	**AA -**
069130A	18	Seide	Umgekehrt	110	360	**AA -**
069131A	18	Seide	Gerade Pinsel	110	360	**AA -**
069132A	25	Seide	Umgekehrt	110	360	**AA -**
069133A	25	Seide	Gerade Pinsel	110	360	**AA -**
069127A	25	Nylon 20/100°	Gerade Pinsel	110	610	**AA -**
069134A	30	Seide	Umgekehrt	110	360	**AA -**
069136A	30	Nylon 30/100°	Umgekehrt	110	360	**AA -**
069135A	30	Seide	Gerade Pinsel	110	360	**AA -**
069129A	50	Seide	Gerade Pinsel	120	620	**AA -**
069128A	50	Seide	Umgekehrt	90	440	**AA -**

Miele ProCare Lab-Reihe von Reinigungsmitteln

Für verschiedene Anwendungen und zur Entfernung von Verschmutzungen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Produkt	ProCare Lab 11 MA	ProCare Lab 11 AP	ProCare Lab 10 MA	ProCare Lab 10 AP	ProCare Lab 10 AT	ProCare Lab 10 AO	ProCare Lab 30 C	ProCare Lab 30 P
PH-Bereich	Mäßig alkalisches Reinigungsmittel	Alkalisches Reinigungsmittel	Alkalisches Reinigungsmittel	Alkalisches Reinigungsmittel	Alkalisches Reinigungsmittel	Alkalisches Reinigungsmittel	Saures Neutralisationsmittel auf Zitronensäurebasis	Saures Neutralisationsmittel auf der Basis von Phosphorsäure
PH-Bereich	11,7 - 11,9	11,5 - 11,7	11,6 - 11,8	12,5 - 12,7	12,2 - 12,5	11,8 - 12,1	2,9 - 2,5	-
Physischer Zustand	Pulver	Pulver	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit / Pulver	Flüssigkeit	Flüssigkeit / Pulver
Eigenschaften	Anti-Schaum-Aktion, ohne Oxidationsmittel	Oxidative Wirkung, Phosphatfrei	Ohne Tenside und Oxidationsmittel	Ohne Tenside, Ohne Phosphate, Ohne Oxidationsmittel	Tenside, frei von Phosphaten, Silikaten und Oxidationsmitteln	Oxidationsmittel, ohne Tenside	Ohne Tenside und Phosphate	Ohne Tenside
Komponenten	Phosphate, Silikate, Tenside	Agent Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Tenside	Alkalihydroxid, Phosphate, Silikate	Alkalisches Hydroxid, Polycarboxylate	Alkalisches Hydroxid, Polycarboxylaten, Tenside	Agent Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphate	Zitronensäure	Phosphorsäure
Arten von Verschmutzungen	Blut, Protein, Speisereste	Organische und anorganische Verunreinigungen et anorganiques	Blut, Protein, Erdreste	Hartnäckige und trockene Rückstände	Hartnäckige Rückstände wie Öle, Fette, Paraffine, Harze, organische Farbstoffe	Blut, Proteine, Erdreste, anorganische Rückstände, Zellkulturreste und Gewebe, radioaktive Komponenten, Algen	Säurelösliche Rückstände	Kalkstein und andere säurelösliche Verunreinigungen
Kompatible Materialien	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE)	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE)	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE)	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE)	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE)	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE)	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE), Neutralisierung von nicht eloxiertem Aluminium	Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE)
Nicht kompatible Materialien	Eloxiertes Aluminium	Leichtmetalle, Nichteisenmetalle, Aluminium, eloxiertes Aluminium	Eloxiertes Aluminium	Leichtmetalle, Nichteisenmetalle, Aluminium, eloxiertes Aluminium	Leichtmetalle, Nichteisenmetalle, Aluminium, eloxiertes Aluminium	Leichtmetalle, Nichteisenmetalle, eloxiertes Aluminium, Aluminium	Leichtmetalle, Nichteisenmetalle, Chrom- und Nickeloberflächen, eloxiertes Aluminium, saures Vorwaschen von nicht eloxiertem Aluminium	Leichtmetalle, Nichteisenmetalle, Chrom- und Nickeloberflächen, eloxiertes Aluminium, Aluminium
Verpackung	10 kg	10 kg	5 l / 10 l	5 l / 10 l	5 l / 10 l	5 l / 12 kg	5 l / 10 l	5 l / 12 kg
Art. Nr.	**933452**	**933453**	**933444 / 933445**	**933446 / 933447**	**933448 / 933449**	**933450 / 933451**	**933454 / 933455**	**933456 / 933457**
€	**AA -**	**AA -**	**AA - / AA -**	**AA - / AA -**	**AA - / AA -**	**AA - / AA -**	**AA - / AA -**	**AA - / AA -**

Produit	ProCare Lab Universal 61
Physischer Zustand	Regeneriersalz, grobkörnig
Anwendungen:	Kalkablagerung und Schutz der Ladung
Verpackung	6 kg
Art. Nr.	**933458**
€	**AA -**

Flaschenbürsten zum Reinigen von Glasröhrchen



Art. Nr.	Länge (mm)	L x ø Kopf (mm)	CHF
020391	290	100 x 30	**AA -**
020392	360	120 x 50	**AA -**