Neodisher®-Reinigungs- und Desinfektionsmittel





















Alkalische Reinigungsmittel in Pulverform

- **Neodisher® A8: alkalisches Intensivreinigungsmittel mit hoher Reinigungskraft für Laborglaswaren**
- **Neodisher® F: Intensivreiniger mit hoher Reinigungskraft, guter komplexierender und dispergierender Wirkung, phosphatfrei, tensidfrei**
- **Neodisher® GK: schwach alkalisches Reinigungsmittel mit desinfizierender Wirkung speziell für Glasgegenstände mit Zell- und Gewebekulturen, tensidfrei**
- **Neodisher® LA: Intensives Reinigungsmittel mit hoher emulgierender, dispergierender und nicht schäumender Wirkung, besonders geeignet zur Entfernung von Fetten, Ölen und Paraffinen**

Flüssige alkalische Reinigungsmittel

- **Neodisher® FA: gutes emulgierendes und dispergierendes Reinigungsmittel, das einen hohen Materialschutz gewährleistet, frei von Tensiden und Oxidationsmitteln**
- **Neodisher® FT: tensidfreies Reinigungsmittel speziell für den mikrobiologischen Bereich**

Neutralisierende und säurehaltige Reinigungsmittel

- **Neodisher® N: Neutralisator und saures Reinigungsmittel auf Phosphorsäurebasis, neutralisiert durch Zugabe bei der ersten Spülung nach Verwendung eines alkalischen Reinigungsmittels, ohne Tenside**
- **Neodisher® Z: Neutralisationsmittel und saures Reinigungsmittel auf der Basis organischer Säuren, ohne Tenside, Phosphate und stickstoffhaltige Komplexbildner. Besonders geeignet als Neutralisationsmittel durch Zugabe zur ersten Spülung nach Verwendung eines schwach alkalischen Reinigungsmittels**

Additive Produkte

- **Neodisher® Entschäumer S: Ein Additiv auf der Basis von emulgiertem Silikonöl. Eine kleine Dosis reicht auch bei niedrigen Temperaturen aus, um Schaum zu vermeiden**

Desinfektionsmittel für Lebensmitteloberflächen

- **Neoform K Plus: Enddesinfektion nach der Spülphase oder Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang.**

	Neodisher N			Neodisher Z			Neodisher A8	Neodisher F	Neodisher GK	Neodisher LA	Neodisher FA		Neodisher FT	Neodisher Entschäumer S	Neoform K Plus	
Anwendung																
- In Autoklaven	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
- Im Handbuch															•	•
Funktion																
- Waschen				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Neutralisierung	•	•	•													
Agenten																
- A.C.S.	-	-	-	-	-	-	Chlor	Chlor	-	Chlor	-	-	-	Chlore	Silikon	-	-
- Ätzende Alkalien							•	•	•					•			
- Alkalien Salze							•	•	•	•	•	•	•				
- Komplexbildner							•	•	•	•	•	•	•	•			
- Kombinationen phosphorisch	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•			
- Säure	•	•	•	•	•	•											
- Tenside, emulierte Agenten.											•				•		
Bereich pH	Säure	Säure	Säure	Säure	Säure	Säure	Alkalin	Alkalin	Alkalin	Alkalin	Alkalin	Alkalin	Alkalin	Alkalin	Neutral	-	-
Physikalischer Zustand	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Pulver	Pulver	Pulver	Pulver	Pulver	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Verpackung	Flasche	Kanister	Kanister	Kanister	Kanister	Kanister	Eimer	Flasche	Eimer	Eimer	Eimer	Kanister	Kanister	Kanister	Flasche	Kanister	Kanister
Gewicht	1 l	5 l	12 kg	5 l	10 l	20 l	10 kg	1 kg	3 kg	10 kg	3 kg	5 l	10 l	12 kg	1 l	5 l	10 l
Art. Nr.	**148606**	**148600**	**148601**	**148602**	**148603**	**148615**	**148616**	**148607**	**148619**	**148620**	**148621**	**148622**	**148623**	**148625**	**148627**	**148629B**	**148630B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com