RBS Wasch- und Reinigungsmittel

Eine Reihe von Reinigungsmitteln für verschiedene Zwecke.

- **In verschiedenen pH-Bereichen erhältlich**

Flüssige Reinigungsmittel für manuelle Reinigung, Ultraschall oder Einweichen

- **T 141: Alkalischer Allzweckreiniger**
- **T 105: Alkalisches Reinigungsmittel**
- **T 115: Alkalisches Reinigungsmittel ohne Phosphat**
- **T 120: Alkalisches Reinigungsmittel ohne Phosphat, ohne Chlorid**
- **T 230: Neutralreiniger**
- **T 305: saures Reinigungsmittel auf der Grundlage von Phosphorsäure**
- **T 310: saures Reinigungsmittel ohne Phosphorsäure**
- **T 342: Desoxidationsreiniger auf der Grundlage von Salpetersäure**

Flüssige Waschmittel für automatische Waschmaschinen

- **50: Alkalisches Reinigungsmittel**
- **A 260: Neutrales Waschmittel**
- **B 136: Reinigungsmittel Säure auf der Grundlage von Phosphorsäure**
- **Angeboten mit oder ohne Phosphat**

Pulverförmige Waschmittel für automatische Waschmaschinen

- **SOLID: Alkalisches Reinigungsmittel**
- **SOLID pF: Alkalisches Reinigungsmittel ohne Phosphat**

Säureneutralisierer für automatische Waschmaschinen

- **A 375 : Phosphatfreier Säureneutralisator**
- **NA 2 : Säureneutralisierer auf der Basis von Phosphorsäure**
- **Zusammen mit alkalischen Reinigungsmitteln zu verwenden**

Radioaktives Reinigungs- und Dekontaminationsmittel

- **IND 470: reinigt und dekontaminiert, halogenfrei**



711666



711669



711670



711687

	T 105	T 115	T 120	T 230	T 305	T 310	T 141	T 342	50	A 260	B 136	SOLID	A 375	NA 2	IND 470
Anwendung															
Automatische Maschine									•	•	•	•	•	•	
Manuell oder durch Einweichen	•	•	•	•	•	•	•	•							•
Für Ultraschallbad	•	•	•	•	•	•	•	•							
Anwendungen:															
Glaswaren	•	•	•				•	•	•			•	•	•	
Edelstahl, Kunststoff, Porzellan	•	•	•				•		•				•	•	
Empfindliche Materialien (Al, Zn und Legierungen)				•			•	•		•					
Entkalker, Desoxidationsmittel Ideal für Tierkäfige					•	•		•			•				
Säureneutralisierend													•	•	
Radioaktive Dekontamination															•
Zustand															
Flüssigkeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Pulver												•			
pH	Alkalisch	Alkalisch	Alkalisch	Neutral	Säure	Säure	Alkalisch	Säure	Alkalisch	Neutral	Säure	Alkalisch	Säure	Säure	Alkalisch
Zusammensetzung															
Phosphatfrei		•	•			•							•		
Chloridfrei			•												
Auf der Grundlage von Phosphorsäure					•						•			•	
Verpackung	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	2 x 4,5 kg	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l
Art. Nr.	**711668**	**711666**	**711669**	**711670**	**711671**	**711672**	**711688**	**711689**	**711673**	**711686**	**711676**	**711687**	**711679**	**711680**	**711681**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Verpackung	5 l	-	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	4,5 kg	5 l	5 l	5 l
Art. Nr.	**711668A**	**-**	**711669A**	**711670A**	**711671A**	**711672A**	**711688A**	**711689A**	**711673A**	**711686A**	**711676A**	**711687A**	**711679A**	**711680A**	**711681A**
CHF	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**