Neutralisierer Anios RN



Maschinenspülmittel und Neutralisator. Neutralisiert alkalische Rückstände aus Reinigungsmitteln und Wasser während des maschinellen Waschvorgangs von medizinischen und chirurgischen Geräten und Instrumenten.

- **Geeignet für kurze Waschzyklen von Küvetten**
- **Komplexbildende Wirkung von Mineralien**
- **Rückführbar durch Leitfähigkeitsmessung (1,77 mS/cm)**
- **Formuliert auf der Basis von Phosphorsäure (pH 2,5)**
- **Gebrauchsanweisung: Verdünnung zwischen 0,1 und 0,5 % (1 bis 5 ml/l); am Ende des Zyklus mit Wasser spülen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
059941A	ANIOS RN - Kanister 5 l	AA -
059942	ANIOS RN - Kanister 10 l	AA -

Spezielles Reinigungsmittel für Glaswaren Lancer LLL



- **In der Waschmaschine bis 95 °C verwendbar**
- **Anwendbar für alle Arten von Glaswaren: Labor, Lebensmittel, Babyfläschchen**
- **Auf Basis von Natriumhydroxid, bei normalem Gebrauch nicht umweltschädlich**
- **In 10-Liter-Kanistern**

NEUE FORMULIERUNG :

- **Phosphatfrei**
- **Ungiftig**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
331700B	Flüssiges Reinigungsmittel LLL 10 Liter	AA -

Broxal® classic Regeneriersalz



- **Kompaktiertes Salz zur Enthärtung des Wassers von Geschirrspülern**
- **Geeignet für alle Arten von Geschirrspülern**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
155006	Broxal grobes Regeneriersalz für Geschirr 2 kg	AA -

Regeneriersalz für automatische Waschmaschinen



Macht das beim Waschen verwendete Wasser weicher und ermöglicht so eine streifenfreie Reinigung.

- **Natriumchlorid**
- **Präsentiert als weißes, geruchsneutrales Granulat**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF.
711667	Regeneriersalz, Eimer 5 l	AA -

Flüssiger Neutralisator Lancer NLL



- **Spezielle Spüllösung für Glaswaren, ermöglicht pH-Neutralität nach dem Waschen**
- **Anwendbar für alle Arten von Glaswaren: Labor, Lebensmittel, Babyfläschchen**
- **Auf Essigsäurebasis, bei normalem Gebrauch nicht umweltschädlich**
- **In 10-Liter-Kanistern**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
331701	Flüssiges Neutralisationsmittel NLL 10 Liter	AA -

Regeneriersalz Lancer



Weißes Salz mit sehr hoher Reinheit, ohne unlösliche Bestandteile, die den Wasserenthärter blockieren könnten. Die Kilo-Packung entspricht genau der Menge, die man braucht, um den Salztopf zu füllen (so werden zufällige Dosierungen vermieden). Bei der Einzelverpackung bleibt die Korngröße erhalten, sodass sie sich während eines Zyklus leichter auflösen lässt (ohne Agglomerations-Gefahr).

- **Ermöglicht eine einfachere Handhabung (eingebauter Griff, leichter zu lagern) und die Reduzierung von Verpackungen (ISO 14001-Norm)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
331705B	Regeneriersalz - pro 2 kg	AA -

NEOSEL Regeneriersalz



Rekristallisations-Natriumchlorid, das durch Verdampfen unter und im Vakuum erhalten und mechanisch gepresst wird. Speziell entwickelt, um eine besonders reine Salzsole zu erhalten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF.
148608	NEOSEL Regeneriersalz - 5 kg Eimer	AA -