Reinigungslösungen Tickopur und Stammopur

- **Erhöhen die Kavitation**
- **Reinigen intensiv ohne Chlorverbindungen**
- **Werden kalt oder warm verwendet**





Reihe	Tickopur					
Bezeichnung	TR 3	R 27	R 30	R 33	RW 77	J 80 U
Reinigungsmittel	Speziell	Speziell	Neutral	Universal	Ammoniakalisch	Antioxidationsmittel / Korrosionsschutz
Typ	Konzentriert	Konzentriert	Konzentriert	Konzentriert	Konzentriert	Gebrauchsfertig
Eigenschaften	Schwache Säure, pH 3 bis 1%	Säure, pH 1,9 bis 1%	Neutral, pH 7	Alkalisch, pH 9,9 bis 1%	Alkalisch, pH 9,9 bis 1%	Säure, pH 2
Dosierung	1 bis 5 %	1 bis 5 %	1 bis 5 %	1 bis 5 %	5 bis 10 %	
Bemerkungen	Auf Salpetersäurebasis, phosphatfrei	Bakterizid, algizid, fungizid	-	-	-	Verwendung in Bechern aus Glas / Kunststoff
Empfohlen für folgende Materialien suivants	Stahl, rostfreier Stahl Nichteisenmetalle Edel- oder Leichtmetalle Glas Kunststoffe	Stahl, Metalle Glas Keramik Kunststoffe	Stahl Nichteisenmetalle Aluminium Glas Kautschuk Optische Verbindungen, Siebe	Metall Glas Keramik Kunststoffe Kautschuk	Stahl, rostfreier Stahl Nichteisenmetalle Glas Optische Verbindungen, Siebe Kunststoffe	Nichteisenmetalle Aluminium Kupfer Optiken für Elektronenmikroskope Kunststoffe
Beseitigen	Mineralienrückstände Korrosion Fett Öl Wachse Pigmente Schleif- und Polierrückstände	Rost Zahnstein Mineralienrückstände Silikate Phosphate Zement Spuren von Urin	Fett Öl Staub Eiweiß Wachse Silikonfolien	Fett Öl Tintenrückstände Eiweiß Wachse Silikonfolien	Fett Öl Wachse Silikonfolien Schmiermittel Schleif- und Polierrückstände	Oxide Schichten Sulfitschichten
Art. Nr. - 1 Liter	**780143**	**780146**	**780149**	**780152**	**780155**	**780158**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. - 2 Liter	**780144**	**780147**	**780150**	**780153**	**780156**	**780159**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. - 5 Liter	**780145**	**780148**	**780151**	**780154**	**780157**	**780160**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. - 25 Liter	-	-	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-	-	-

Reinigungsmittel 7X

- **Geeignet für die Wartung von Zellkulturmaterial**
- **Nicht giftig**
- **Sicher verwendbar für die empfindlichsten Reinigungen**
- **Geeignet für die Verwendung in Maschinen und Ultraschallbädern**



Art. Nr.	Bezeichnung	Kanister von	VE	CHF/ VE
150115	Reinigungsmittel 7X	3,8 Liter	4	**AA -**
150117	Reinigungsmittel 7X O-Matic	4 Liter	4	**AA -**

Reinigungsmittel L-900 für Kunststoffe

Flüssiges Reinigungsmittel zur Reinigung von Kunststoffen mit neutralem pH-Wert.
Wird in einer Konzentration von 5 % verwendet.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
029301	Flüssiges Reinigungsmittel L-900 (4-Liter-Kanister)	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com