Aquet-Reinigungsmittel



- Phosphatfrei
- pH-neutrall
- Für Glas- und Kunststoffoberflächen
- Nicht-ionisch
- Biologisch abbaubar
- Auf 1% verdünnt verwenden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
088831	Aquet Reinigungsmittel 20 Beutel x 20 ml	AA -
085935	Reinigungsmittel Aquet 4 Liter	AA -

Saniris konzentrierter fettlösender Reiniger



- Schaumkonzentrat für alle Oberflächen
- Entfettet und zerstört schlechte Gerüche nachhaltig
- Ohne Phenolderivate, Farbstoffe, Schwermetalle und Phosphate
- Formeln mit ätherischen Ölen oder neutralem Duft

NEU

Parfüm	Flasche 1 l	Kanister 5 l
Garrigue (Buschland) (Thymian, Rosmarin, Minze, Eukalyptus)	005641A	005642A
Lavendel (Lavendel, Bergamotte, Zitrone)	005644A	005645A
CHF	AA -	AA -
Neutraler Duft	005647A	005648A
CHF	AA -	AA -

Radioaktives schäumendes Entfettungs-/Dekontaminationsmittel TFD4



- Durchscheinende, geruchlose Flüssigkeit
- Alkalische Lösung (3%iger pH-Wert = 11,8; 10%iger pH-Wert = 12,5; reiner pH-Wert = 13,5; Dichte = 1,08)
- Zusammensetzung: Anionische und nichtionische Tenside, Sequestriermittel, Stabilisierungsmittel
- Eigenschaften: Reinigungsmittel, bakterizider Fettlöser, Radioaktivitätsentferner schäumend, auch für Ultraschallbäder geeignet

Gebrauchsanweisung:

- Sofortige Wirkung: TFD4 auf die zu reinigende Fläche gießen. Lassen Sie es kurz einwirken und reiben Sie es ein. Abspülen.
- Schnelle Wirkung: TFD4 (3 bis 5 %) in heißem Wasser bei ca. 50 °C verdünnen
- Das Material für eine Stunde einweichen. Bei Bedarf bürsten. Mit reichlich Wasser spülen.
- Normale Wirkung: 0,5 bis 3 %ige TFD4-Lösung mit heißem Wasser zubereiten.
- Das Material 4 bis 12 Stunden lang eintauchen. Gründlich spülen.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
711169B	Reinigungsmittel / Dekontaminationsmittel Radioaktivität TFD4 5 Liter	AA -

Reinigungsmittel LIPSOL



Gebrauchsanweisung

- Verdünnte Lösung von 2 bis 5 %
- Instrumente zwischen 2 und 24 Stunden einweichen
- Gut mit Wasser spülen mit einer abschließenden Spülung mit destilliertem Wasser
- Nicht für Waschmaschinen empfohlen



Weitere Radioaktivität Dekontaminationsmittel auf Seite 1343

Konzentriertes Reinigungsmittel für Labor- und Industrieanwendungen.

- Nicht ätzend, nicht reizend
- Phosphat- und enzymfrei, vollständig biologisch abbaubar
- Wirksam als radioaktives Dekontaminationsmittel
- Wird vollständig abgespült
- Wird in einem stabilen Karton nach UN-Standards geliefert
- Manipulationssichere Verschlüsse
- Einstufung nach den neuesten CHIP-Normen (chemical regulations an catégories chemical chemical for handling and transport)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
090844	Reinigungsmittel LIPSOL - 5-Liter-Kanister	AA -

Aniosyme X3 - vordesinfizierendes Instrumenten-Reinigungsmittel



- Verstärkte Reinigung und Vor-Desinfektion der Instrumente
- Ultrahochleistungs-Reinigungsmittel, entfettende Reinigungskraft
- Klare blaue Flüssigkeit
- Optimierte antimikrobielle Wirksamkeit bereits nach 5 Minuten
- Reinigung in dem Ultraschallbecken
- Sammeln von verschmutzten Instrumenten
- Tri-Enzym-Komplex in Kombination mit einem nichtionischen Tensid der nächsten Generation
- pH-neutral: kompatibel mit Aluminiumlegierungen (pH-Wert des reinen Produkts: ca. 8)
- Chloridfrei formuliert: Korrosionsschutzwirkung gegenüber Materialien

Gebrauchsanweisung

- 0,5% verdünnen, oder eine Dosis von 25 ml auf 5 Liter kaltes oder lauwarmes Wasser geben
- Tauchen Sie das Gerät vollständig ein (empfohlene Einweichzeit : 5 Minuten)
- Bei Bedarf bürsten
- Gründlich mit Leitungswasser (von guter mikrobiologischer Qualität) spülen
- Mit einem sauberen Tuch abwischen

	25 Dosen zu 25 ml	200 Dosen zu 25 ml	1-Liter-Dosierflasche	12 x 1-Liter-Dosierflaschen	5-Liter-Kanister	4 Kanister zu 5 Litern
Art. Nr.	059918A	059918	059919A	059919	059920A	059920
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -