DNA-ExitusPlus und DNA-ExitusPlus IF - RNase-ExitusPlus

DNA-ExitusPlus

Zur Dekontamination innerhalb von 10 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C oder höher. Zur Dekontamination von Oberflächen, Geräten, Kunststoffen und Glaswaren sowie Pipetten. Tragen Sie das Produkt einfach auf die zu dekontaminierenden Flächen auf oder tauchen Sie die Behälter in das Dekontaminationsmittel. Gebrauchsanweisung, mit dem Produkt inklusive Auf der Basis von biologisch abbaubaren Verbindungen. Enthält einen Farbindikator, mit dem die behandelte Fläche vor dem Abwischen markiert werden kann (IF-Version ohne Indikator).

DNA-ExitusPlus

Volumen	100 ml	500 ml	1 l	2,5 l
Sprühflasche	049918	049920	-	-
CHF	AA -	AA -	-	-
Flasche	-	-	049922	049923
CHF	-	-	AA -	AA -

DNA-ExitusPlus IF

Volumen	100 ml	500 ml
Sprühflasche	049927	049929
CHF	AA -	AA -

VIDEO



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

WEB



Geben Sie die Art. Nr. unter www.milian.com ein, um DNA Exitus Plus mit anderen Reagenzien zu vergleichen.



RNase-ExitusPlus

Nicht alkalische, nicht ätzende, nicht krebserregende, hochaktive Reinigungslösung für RNase-Kontaminationen. Stabil ca. 18 Monate und hitzebeständig. Biologisch abbaubare, ungiftige Verbindungen. Mineralsäuren und alkalische Substanzen, die auch nach längeren Inkubationszeiten nicht schädlich für Geräte sind. Eine Temperatur von etwa 50 °C wird die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Lagerung bei Raumtemperatur.

Volumen	500 ml	1 l	2,5 l
Sprühflasche	049912	-	-
CHF	AA -	-	-
Flasche	-	049914	049915
CHF	-	AA -	AA -

RNase Away und DNA Away

Beseitigen Sie alle Spuren von RNase und DNA!

RNase Away

Die gebrauchsfertige RNase Away-Lösung vermeidet das Risiko einer RNase-Kontamination. Als Spray oder in einer Flasche.

DNA Away

Um alle DNA-Spuren von PCR-Arbeitsplätzen, Labortischen und Geräten zu entfernen. Gebrauchsfertig



RNase Away Spray und Flasche

Bezeichnung	Spray 475 ml	Flasche 250 ml	Flasche 1 Liter	Flasche 4 Liter
Art. Nr.	038184	038185	038186	038187
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -

DNA Away-Flasche

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
038188	Flasche mit 250 ml DNA Away	AA -

Dekontaminationsmittel DNADecon

NEU

- **Hochwirksame Dekontaminationslösung zur Entfernung von DNA- und RNA-Kontaminationen von Oberflächen, Instrumenten und Laborgeräten**
- **Ideal für Dekontamination von PCR-Arbeitsplätzen, da es DNA-Moleküle von jeder Oberfläche zerstört und vollständig entfernt**
- **Kann auch für die Dekontamination von Elektrophoresekammern, Pipetten, Reaktionsröhrchen, usw... verwendet werden.**

Vorteile: gebrauchsfertig, nicht alkalisch, nicht krebserregend

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
215445	Sprayflasche 250 ml	AA -
215446	Nachfüllpackung 500 ml	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com