
Erlab Chemtrap Filterkästen

- H-Version (horizontal) zum Aufstellen auf einem Hohen Schrank oder V-Version (vertikal) für Schränke unter Labortisch
- Probenahmevorrichtung an der Vorderseite, zur Kontrolle der Filtersättigung bei Chemtrap V smart
- Alarmoption für die ordnungsgemäße Funktion der Belüftung
- Molecode zur automatischen Erkennung der Filtersättigung (optional)
- Kompatibel mit vielen Sicherheitsschränken
- Filterkonfiguration auf Anfrage





Modell	Chemtrap H402		Chemtrap V201	
Luftdurchsatz (m^3/h)	60		35	
Flexibler Verbindungsschlauch	1 m, Ø 80 mm			
Anpassbare Anschlussmanschette	Ø 50 bis 100 mm			
Maße (L x T x H) (mm)	482 x 451 x 326		245 x 554 x 632	
Energieverbrauch (W)	20		15	
Stromversorgung	230 V, 50 Hz			
	Midcap	Smart	Midcap	Smart
Art. Nr.	271866	271865	271868	271867
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
271456	Molekode S: Sensor für Filterfehler von Lösungsmitteln	AA -
271457	Molekode A: Sensor für Säurefiltrationsfehler	AA -
271458	Molekode F: Sensor für Formaldehyd-Filterfehler	AA -

Filter für Chemtrap H402

- Konfiguration 1C für den Umgang mit flüssigen Produkten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
271115	AS-Filter für organische Dämpfe	AA -
271286	Vielseitiger BE-Filter für Säuredämpfe	AA -
271875	F-Filter für Formaldehyddämpfe	AA -
271874	K-Filter für Ammoniakdämpfe	AA -

- 1P1C-Konfiguration für den Umgang mit Pulvern und flüssigen Produkten. HEPA-Filter H14 erforderlich + 1 Kohlefilter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
271878	HEPA-Filter H14	AA -
271631	AS-Filter für organische Dämpfe	AA -
271314	Vielseitiger BE-Filter für Säuredämpfe	AA -
271877	F-Filter für Formaldehyddämpfe	AA -
271876	K-Filter für Ammoniakdämpfe	AA -

Filter für Chemtrap V201

- Konfiguration 1C für den Umgang mit flüssigen Produkten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
271073	AS-Filter für organische Dämpfe	AA -
271074	Vielseitiger BE-Filter für Säuredämpfe	AA -
271076	F-Filter für Formaldehyddämpfe	AA -
271075	K-Filter für Ammoniakdämpfe	AA -

- 1P1C-Konfiguration für den Umgang mit Pulvern und flüssigen Produkten. HEPA-Filter H14 erforderlich + 1 Kohlefilter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
271869	HEPA-Filter H14	AA -
271870	AS-Filter für organische Dämpfe	AA -
271871	Vielseitiger BE-Filter für Säuredämpfe	AA -
271873	F-Filter für Formaldehyddämpfe	AA -
271872	K-Filter für Ammoniakdämpfe	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com