Schränke für Säuren und Basen



571010B

- Außenkonstruktion aus Stahl, epoxidbeschichtet
- Melaminbeschichtete Innenverkleidung und nichtmetallischer Lüftungskanal, um Korrosion zu widerstehen
- Flügeltüren mit Sicherheitsschlössern
- Dichtungen an Türen und Luftkanälen, um das Austreten von schädlichen Dämpfen zu verhindern
- Ausziehbare Regale mit einer wasserdichten, herausnehmbaren Auffangbecken aus PE
- Zulässige verteilte Last pro Regal : 25 kg
- Retentionsvolumen : 15 l/Becken
- Anschluss Ø 75 mm für Lüftungsanlage oben auf dem Schrank (ausdrücklich empfohlen siehe Seite 1388)



571015B

TIPP

Die Sicherheitsschränke werden frachtfrei an den Anlegeort geliefert. Für eine Lieferung ins Obergeschoss wenden Sie sich bitte an uns.

WEB

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um den Leitfaden zur Auswahl von Sicherheitsschränken zu erreichen.

Typ	Modelle hohe Schränke		Modelle Schränken unter Labortisch	
Modell	SL.196.120	SL.196.60	SL.60.110	SL.59.60
Anzahl Türen	2	1	2	1
Anzahl Fächer	2	2	2	1
Außen-Ø (B x T x H)(mm)	1200 x 605 x 1970	600 x 605 x 1970	1100 x 570 x 600	590 x 570 x 600
Innen-Ø / Fach (B x T x H) (mm)	485 x 565 x 1865	485 x 565 x 930	485 x 550 x 530	480 x 530 x 560
Gewicht (kg)	160	125	60	40
Innenausstattung	8 verschiebbare Regale	-	2 verschiebbare Regale	1 verschiebbares Regal
Art. Nr.	**571009B**	**-**	**571013C**	**571016B**
CHF	**5186,50 -**	**-**	**AA -**	**1143,80 -**
Innenausstattung	12 verschiebbare Regale	4 verschiebbare Regale	4 verschiebbare Regale	2 verschiebbare Regale
Art. Nr.	**571010B**	**571011B**	**571014C**	**571015C**
CHF	**5800,80 -**	**3439,80 -**	**AA -**	**1466 -**

Kombischrank mit 30 min Feuerwiderstand NF EN 14470-1



- Zwei getrennte Innenfächer zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Chemikalien in einem Schrank
- Inklusive Türhaltesystem
- Transportsockel mit Fußleiste für einfaches Bewegen
- Sicherheitsschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Regale in 32-mm-Schritten höhenverstellbar
- Zulässige verteilte Last pro Regal : 75 kg
- Anschluss Ø 75 mm für Lüftungsanlage oben auf dem Schrank (ausdrücklich empfohlen siehe Seite 1388)
- Zertifiziert nach der Norm NF NF 14470-1

Modell	K-30.197.120.MV.FWAS
Feuerschutz	30 min
Außenmaße L x T x H (mm)	1197 x 617 x 1969
Innenmaße B x T x H (mm)	-
Gewicht (kg)	-
Ausrüstung auf der linken Seite ("brennbarer" Teil)	3 Regale Gitterrost Boden Retention Behälter 27 l
Rechte Ausrüstung (Teil „Säure und Basis“)	4 metallfreie Regalkästen Kunststoffkästen 15 l
Art. Nr.	**571121**
CHF	**5234,45 -**

TIPP

Die Sicherheitsschränke werden frachtfrei an den Anlegeort geliefert. Für eine Lieferung ins Obergeschoss wenden Sie sich bitte an uns.