90 min feuerbeständige Schränke NF EN 14470-1 mit Flügeltüren


571024B


571025B

- Außengehäuse aus Stahl
- Chemikalienbeständige Innenverkleidung
- Inklusive Türhaltesystem
- Sicherheitsschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Regale in 32-mm-Schritten höhenverstellbar
- Zulässige verteilte Last pro Regal : 75 kg
- Anschluss Ø 75 mm für Lüftungsanlage oben auf dem Schrank (ausdrücklich empfohlen siehe Seite 1388)
- Zertifiziert nach der Norm NF NF 14470-1

TIPP



Die Sicherheitsschränke werden frachtfrei an den Anlegeort geliefert. Für eine Lieferung ins Obergeschoss wenden Sie sich bitte an uns.

VIDEO



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Modell	S90.196.120.WDAS	S90.196.060.WDAS
Feuerschutz	90 min	90 min
Anzahl Flügeltüren	2	1
Ø -außen (B x T x H)(mm)	1200 x 615 x 1968	600 x 615 x 1968
Ø -innen (B x T x H)(mm)	1050 x 520 x 1740	450 x 520 x 1720
Gewicht (kg)	420	260
Innenausstattung	3 Regale, 1 Auffangbecken und 1 Gitterrost und Türhalter	
Art. Nr.	**571024C**	**571025C**
CHF	AA -	AA -
Zusätzliches Regal	**571046B**	**571045B**
CHF	AA -	AA -

Q-Classic Sicherheitsschränke feuerbeständig 90 min oder 30 min NF EN 14470-1

90-Minuten-Modell :
- Außenmaße (B x T x H): 1193 x 615 x 1953 mm
- Innenmaße (B x T x H): 1050 x 522 x 1647 mm
- Gewicht: 424 kg

30-Minuten-Modell :
- Außenmaße (B x T x H): 1164 x 620 x 1947 mm
- Innenmaße (B x T x H): 1050 x 519 x 1626 mm
- Gewicht: 240 kg



- Automatisches Schließen der Türen durch integrierte Thermosicherung im Brandfall
- Türen mit Stopp in jedem Öffnungswinkel
- Transportsockel für einfaches Verschieben, optional abnehmbare Sockelleiste
- Regale in 32-mm-Schritten höhenverstellbar
- Zulässige verteilte Last pro Regal : 75 kg
- Anschluss Ø 75 mm für Lüftungsanlage oben auf dem Schrank (ausdrücklich empfohlen siehe Seite 1388)
- Wird standardmäßig mit 3 Regalen (1040 x 432 x 30 mm), 1 Auffangbecken 33 l und 1 Gitterrost geliefert

	Modell 90 min		Modell 30 min	
Farben Türen	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Gelb	571094C	AA -	571114B	AA -
Grau	571095C	AA -	571115B	AA -
Rot	571096C	AA -	571116B	AA -
Blau	571097C	AA -	571117B	AA -
Grün	571098C	AA -	571118B	AA -
Silber	571099C	AA -	571119B	AA -
Weiß	571100C	AA -	571120B	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
571046B	Zusätzliches Regal (Maße : 1040 x 432 x 30 mm)	AA -
571101B	Sockelleiste	AA -
571102B	Q-Mover 2-teiliges Set (für den vereinfachten Transport von Q-Schränken durch Türen mit Standardhöhe	AA -

Die Sicherheitsschränke werden frachtfrei an den Anlegeort geliefert. Für eine Lieferung ins Obergeschoss wenden Sie sich bitte an uns.

VIDEO



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen