V-LINE Sicherheitsschrank Feuerbeständig 90 Min

- Schrank mit geringer Breite, nur 45 cm dank Schublade: geringerer Platzbedarf, optimale Lagerkapazität fast identisch mit herkömmlichen Schränken mit 90 cm breiten Türen
- Hochschrank mit 1 vertikaler Schublade
- Motorunterstütztes Öffnen der Schublade und automatisches Schließen nach 60 Sekunden
- Überblick über die gelagerten Produkte mit einfachem Zugriff von rechts oder links auf die Schublade
- Abschließbare Schublade
- Belüftungsöffnungen DN75 für den Anschluss an ein eigenständiges Filter- oder Belüftungssystem
- Ausgestattet mit 4 oder 5 Regalen, 1 Gitterrost und 1 Auffangbecken 11 l am Boden
- Farben: Gehäuse anthrazitgrau und Farbe der Schublade wählbar oder einfarbiges Modell in grau oder weiß
- Feuerbeständig 90 Min. nach EN 14470-1
- Außenmaße L x T x H (mm): 450 x 863 x 1966



	Modell mit 1 vertikalen Schublade 4 Regalen		Modell mit 1 vertikalen Schublade 5 Regalen	
Farbe Schublade	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
Gelb	571207	AA -	571212	AA -
Grau	571208	AA -	571213	AA -
Rot	571209	AA -	571214	AA -
Blau	571210	AA -	571215	AA -
Silber	571211	AA -	571216	AA -
Einfarbiger grauer Schrank	-	-	571218	AA -
Einfarbiger weißer Schrank	571219	AA -	571220	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
571235	Sicherheitsschienen für 1 Regal	AA -

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um den Leitfaden zur Auswahl von Sicherheitsschränken zu erreichen.

WEB

Kombischrank mit 90 min Feuerwiderstand NF EN 14470-1

- Zwei getrennte Innenfächer zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Chemikalien in einem Schrank
- Inklusive Türhaltesystem
- Sicherheitsschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Regale in 32-mm-Schritten höhenverstellbar
- Zulässige verteilte Last pro Regal : 75 kg
- Anschluss Ø 75 mm für Lüftungsanlage oben auf dem Schrank (ausdrücklich empfohlen siehe Seite 1388)
- Zertifiziert nach der Norm NF NF 14470-1



Modell	K90.196.120.MF.FWAS	
Außenmaße L x T x H (mm)	1197 x 617 x 1969	
Innenmaße B x T x H (mm)	1050 x 524 x 1742	
Gewicht (kg)	515	
Ausrüstung auf der linken Seite (Teil "entflammbar")	3 Regale Gitterrost Boden Retention Behälter 22,5 l	3 Regale Gitterrost Boden Retention Behälter 22,5 l
Rechte Ausrüstung (Teil „Säure und Basis“)	4 metallfreie Regal-Becken Kunststoff-Becken	6 metallfreie Regal-Becken Kunststoff-Becken
Art. Nr.	**571002C**	**571049B**
CHF	**AA -**	**AA -**

Gekühlter Sicherheitsschrank UB-S-90

- Schrank unter Labortisch mit Kühlsystem zur Aufbewahrung von Produkten in einer gekühlten Umgebung
- Feuerbeständig 90 min EN 14470-1
- Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter zum Zurückhalten von Lösungsmitteldämpfen
- Ausziehbare Schublade mit Schloss und Auffangbecken aus Edelstahl; ergonomisch: bleibt offen (egal wie weit geöffnet)
- Tragfähigkeit 50 kg
- Maximale Kühlkapazität : 2 °C
- Außenmaße B x T x H: 1108 x 574 x 630 mm/ Innenmaße B x T x H: 980 x 450 x 500 mm
- Gewicht: 180 kg



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
571122	Gekühlter Sicherheitsschrank UB-S-90	AA -

TIPP

Die Sicherheitsschränke werden frachtfrei an den Anlegeort geliefert. Für eine Lieferung ins Obergeschoss wenden Sie sich bitte an uns.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com