Modularer Schrank für mehrere Risiken



- Modulare Lösung für die Lagerung von Produkten
- Fächer auf Wunsch einrichtbar
- Konstruktion aus lackiertem Epoxidstahl
- Standardisierte Piktogramme
- Hohe und niedrige Belüftung
- Dachauslass Durchmesser 100 mm für eventuellen Anschluss (außer 060330 und 060331 auf der Rückseite)
- Höhenverstellbares Auffangregal aus Stahl
- Abnehmbare Auffangbecken aus Stahl am Boden jedes Fachs



Hohe Schränke, Breite 560 mm

Türen	1 Volltür	1 Glastür	2 volle Türen	2 volle Türen	3 volle Türen	3 volle Türen
Fächer	1	1	2	2	3	3
Maße (B x L x H) (mm)	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545
Speicherkapazität:	150	150	110	110	90	90
Aufnahmekapazität	40	40	70	70	90	90
Auffangregal aus Stahl	3 aus Stahl	3 aus Stahl	4 aus Stahl	2 aus Stahl und 2 aus PVC	3 aus Stahl	3 Stahl und 1 PVC
Auffangbehälter aus Stahl	1	1	2 aus Stahl	1 aus Stahl und 1 aus PVC	3 aus Stahl	2 aus Stahl und 1 aus PVC
Gewicht	60	60	65	65	70	70
Art. Nr.	**060687**	**060295**	**060296**	**060285**	**060297**	**060160**
CHF	**AA -**	**1521,50 -**	**1689,10 -**	**1857,80 -**	**2272,95 -**	**4224,10 -**

Hohe Schränke, Breite 1120 mm

Türen	2 volle Türen	2 Glastüren	2 Flügeltüren	2 verglaste Flügeltüren	4 Flügeltüren	4 verglaste Flügeltüren
Fächer	1	1	2	2	4	4
Maße (B x L x H) (mm)	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545
Speicherkapazität:	300	300	2 x 130	2 x 130	4 x 55	4 x 55
Aufnahmekapazität	80	80	2 x 40	2 x 40	4 x 35	4 x 35
Auffangregal aus Stahl	3 aus Stahl	3 aus Stahl	6 aus Stahl	6 aus Stahl	8 aus Stahl	8 aus Stahl und 2 aus PVC
Auffangbehälter aus Stahl	1 aus Stahl	1 aus Stahl	2 aus Stahl	2 aus Stahl	3 aus Stahl	3 aus Stahl und 1 aus PVC
Gewicht	105	105	115	115	130	130
Art. Nr.	**060298**	**060299**	**060322**	**060323**	**060324**	**060325**
CHF	**1751,60 -**	**2190,50 -**	**1959,10 -**	**2843,55 -**	**3206,65 -**	**3473,95 -**

Niedrige Schränke, Breite 560 und 1120 mm

Türen	1 Flügeltür	2 volle Türen	2 volle Flügeltüren	2 volle Flügeltüren
Fächer	1	2	2	2
Maße (B x L x H) (mm)	670 x 560 x 545	670 x 1120 x 545	670 x 1120 x 545	670 x 1120 x 545
Speicherkapazität:	30	-	2 x 30	2 x 30
Aufnahmekapazität	30	-	2 x 30	2 x 30
Auffangregal aus Stahl	1 aus Stahl	1 aus Stahl	2 aus Stahl und 1 aus PVC	2 aus Stahl und 1 aus PVC
Auffangbehälter aus Stahl	1 aus Stahl	1 aus Stahl	2 aus Stahl	2 aus Stahl
Gewicht	25	48	50	50
Art. Nr.	**060328**	**060329**	**060330***	**060331****
CHF	**929,67 -**	**1202,30 -**	**1760,90 -**	**1533,50 -**

**Hinweis: Die Sicherheitsschränke werden im Erdgeschoss frachtfrei geliefert.
Für eine Lieferung ins Obergeschoss wenden Sie sich bitte an uns.**

* Modell mit serienmäßigem Ventilator, nicht für die Lagerung von brennbaren oder lösungsmittelhaltigen Stoffen geeignet
** Modell ohne Ventilator