Korrosionsbeständige Sicherheitsschränke für Säuren und Basen

- **Aus weißem Zell-PVC: perfekte Beständigkeit gegen die Angriffe von korrosiven Flüssigkeiten und ihren Dämpfen**
- **Lüftungsöffnungen Ø 100 mm oben und unten für Anschluss**
- **Türen mit Schlüsselschlösser: Flügeltüren (960544, 960546 und 960548) oder Schiebetüren(960545, 960547 und 960549)**
- **Beine mit Stellfüßen zur Nivellierung**
- **AusziehbareRegal-Auffangbecken**







Geben Sie die Art. Nr. auf **MILIAN.COM** ein, um das Video zu sehen

		Anzahl Fächer		Anzahl Regale/ Rückhaltebehälter					
Art. Nr.	Außenmaße (H x L x T) (mm)	Haupt	Sekundär	Haupt	Sekundär	Speicherkapazität (kg)	Aufnahmekapazität (l)	Gewicht (Kg)	CHF
960544	630 x 635 x 578	1	1	2	2	40	28	30	**AA -**
960545	630 x 1135 x 578	2	0	4	0	72	44	60	**AA -**
960546	900 x 635 x 615	2	2	6	6	120	84	90	**AA -**
960547	1100 x 1135 x 615	2	0	6	0	100	66	110	**AA -**
960548	1900 x 635 x 615	3	3	5	5	108	70	83	**AA -**
960549	1900 x 1135 x 615	2	0	8	0	144	88	155	**AA -**
060076	Zusätzliches ausziehbares Regal/Auffangbecken					20	11	6	**AA -**

Sicherheitsschrank 240 l für gefährliche Güter

Für die Lagerung von gefährlichen Stoffen.

- **Aus 8/10tel Stahl mit grauer Lackierung RAL 7035**
- **Auffangregal (H : 50 mm) mitgeliefert, höhenverstellbar in Schritten von 25 mm**
- **Auffangbecken an der Unterseite des Schranks (H : 50 mm)**
- **Wird mit genormten Piktogrammen geliefert**
- **Lüftungsöffnungen an der Seite**
- **Zur Erinnerung: Diese Schränke eignen sich nicht für die Lagerung von stark ätzenden Stoffen (Salpeter-, Schwefel-, Salzsäure...). Fragen Sie uns nach der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Schrankreihe**



Art. Nr.	Maße H x L x T (mm)	Speicherkapazität (l)	Retentionskapazität (l)	Anzahl Regale	Gewicht (kg)	CHF
060287B	1800 x 920 x 420	240	80	4	60	**AA -**

Hinweis: Die Sicherheitsschränke werden im Erdgeschoss frachtfrei geliefert. Für eine Lieferung ins Obergeschoss wenden Sie sich bitte an uns.



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com