30-Minuten-Sicherheitsschränke für brennbare Stoffe



Speziell für die Lagerung von brennbaren Stoffen gemäß EN 14470-1 (04/2004) und FM 6050 entwickelt.

- **Konstruktion aus 38 mm dicken Isolierplatten**
- **Abnehmbarer Auffangbecken im unteren Bereich**
- **Höhenverstellbare Auffangregale**
- **Lüftungsöffnung Ø 100 mm**
- **Kennzeichnung durch standardisierte Symbole**
- **3-Punkt-Schlüsselverschluss**
- **Offenhaltesystem mit automatischer Schließung der Türen im Brandfall**
- **Erfüllen die Anforderungen der US-Norm FM 6050 für die Lagerung von brennbaren Stoffen**
- **30-minütiger Feuerwiderstand nach der ISO 834-Standardkurve**
- **Modelle mit Regalen oder Schubladen erhältlich**

30-Minuten-Schränke mit Regalen

Art. Nr.	Außenmaße L x T x H (mm)	Speicherkapazität (l)	Retentionskapazität (l)	Anzahl Türen	Anzahl Regale	Anzahl Gitterroste	Gewicht (kg)	CHF
060337	605 x 630 x 635	30	20	1	-	1	64	**AA -**
060338	1115 x 630 x 635	60	41	2	-	1	108	**AA -**
060339	605 x 550 x 1980	130	20	1	3	-	117	**AA -**
060340	1115 x 550 x 1980	250	41	2	3	-	210	**AA -**
060341	1092 x 537 x 1198	113	31	2	1	-	170	**AA -**
060342	1092 x 457 x 1731	170	31	2	2	-	210	**AA -**
060343	864 x 864 x 1731	228	54	2	2	-	210	**AA -**

30-Minuten-Schränke mit Schubladen

Art. Nr.	Außenmaße L x T x H (mm)	Speicherkapazität (l)	Retentionskapazität (l)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Gewicht (kg)	CHF
960328	605 x 550 x 1980	130	20	1	4	141	**AA -**
960329	605 x 550 x 1980	130	20	1	5	147	**AA -**
960330	605 x 550 x 1980	130	20	1	6	153	**AA -**
960331	1115 x 550 x 1980	250	41	2	4	258	**AA -**
960332	1115 x 550 x 1980	250	41	2	5	270	**AA -**
960333	1115 x 550 x 1980	250	41	2	6	287	**AA -**

Sicherheitsschränke 30 Min. Glastüren für entflammbare Produkte



- **2 Modelle mit Glastüren**
- **Sofortige Sichtbarkeit der im Schrank gelagerten Produkte**
- **Getestet und zugelassen als 30-Minuten-Typ gemäß EN 14470-1**
- **Sockel mit Abdeckung zum einfachen Bewegen mit einem leeren Hubwagen**
- **Lüftungsöffnungen Ø 100 mm für eventuellen Anschluss**
- **Offenhaltesystem mit automatischer Schließung der Türen im Brandfall (Thermosicherung)**
- **3-Punkt-Schlüsselverschluss**
- **Verschluss mit funkenfreiem Schloss**
- **Wird mit 3 Regalen und 1 Auffangbecken geliefert**

Art. Nr.	Außenmaße L x T x H (mm)	Speicherkapazität (l)	Anzahl Glastüren	Anzahl Regale	Gewicht (kg)	CHF
060391	605 x 550 x 1980	130	1	3	117	**AA -**
060392	1115 x 550 x 1980	250	2	3	210	**AA -**