
30-Minuten-Mehrfachsicherheitsschränke - EN 14470-1 & FM

- **30 Minuten Feuerwiderstand: getestet und zugelassen als 30-Minuten-Typ gemäß EN 14470-1**
- **Getestet und zugelassen 10 Minuten nach FM 6050 (Factory Mutual internationnal)**
- **Trennung nach Gefahrstofffamilien**
- **Sockel mit Abdeckung zum leichten Bewegen mit einem Hubwagen, leer, außer Untertischmodell**
- **3-Punkt-Schlüsselverschluss (funkenfreies Schloss)**
- **Lüftungsöffnungen Ø 100 mm für eventuellen Anschluss**
- **Offenhaltesystem mit automatischer Schließung der Türen im Brandfall**
- **In 32 mm-Schritten höhenverstellbare Auffangregale**
- **Abnehmbarer Auffangbecken im unteren Bereich**



060358 060359 060363



			Interne Ausstattung				
Art. Nr.	**Bezeichnung**	**Außenmaße (H x L x T) (mm)**	**Auffangregal**	**Auffangbecken**	**Gitterroste für Becken**	**Gewicht (kg)**	**CHF**
060358	2-türiger Schrank mit 2 Fächern unter Labortisch	635 x 1115 x 630	-	2	2	108	**AA -**
060359	1-türiger Hochschrank mit 2 Fächern	1980 x 605 x 550	4	2	Option	126	**AA -**
060360	1-türiger Hochschrank mit 3 Fächern	1980 x 605 x 550	3	3	Option	129	**AA -**
060361	1-türiger Hochschrank mit 4 Fächern	1980 x 605 x 550	-	4	4	142	**AA -**
060362	2-türiger Hochschrank mit 2 Fächern	1980 x 1115 x 550	6	2	Option	232	**AA -**
060363	2-türiger Hochschrank mit 3 Fächern	1980 x 1115 x 550	7	3	Option	241	**AA -**
060364	2-türiger Hochschrank mit 4 Fächern	1980 x 1115 x 550	6	4	Option	244	**AA -**
060365	2-türiger Hochschrank mit 4 Fächern	1980 x 1115 x 550	8	4	Option	252	**AA -**

Sicherheitsschränke mit Filterlüftung

Belüftungs-/Filtrationssystem getestet und zugelassen nach der Norm NF X 15.211. Autonomer Schrank, der Ihre Sicherheit durch ein an die gelagerten Produkte angepasstes Filterlüftungssystem gewährleistet.

- **Konstruktion aus epoxidbeschichtetem Stahl**
- **Standardisierte Symbole**
- **Perforierte Regale und Schubladen Auffangbehälter an der Unterseite des Schranks**
- **Abschließbar**
- **Glastüren sorgen für sofortige Einsicht**



060109B

Zubehör

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
060120	Aktivkohlefilter für entflammbare Dämpfe	**AA -**
060112	Aktivkohlefilter für organische und korrosive Dämpfe	**AA -**

Art. Nr.	**Außenmaße (H x L x T) (mm)**	**Innenmaße (H x L x T) (mm)**	**Speicherkapazität (l)**	**Anzahl von Regalen**	**Auffangbehälter**	**Anzahl Fächer**	**Gewicht (kg)**	**CHF**
060106B	1900 x 800 x 545	1500 x 780 x 500	140 Liter	4	1	1	140	**AA -**
060107B	1900 x 800 x 545	(2x) 1500 x 380 x 500	120 Liter	8	2	2	150	**AA -**
060108B	1950 x 1600 x 545	(2x) 1500 x 780 x 500	260 Liter	8	2	2	280	**AA -**
060109B	1950 x 1600 x 545	1500 x 780 x 500 + (2x) 1500 x 380 x 500	280 Liter	12	3	3	290	**AA -**
060119B	1950 x 1600 x 545	(4x) 1500 x 380 x 500	240 Liter	16	4	4	300	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com