Rollsockel 6 Räder

- Sockel und Deichsel für Behälter und Kisten 600 x 400 mm und 400 x 300 mm
- Große Steuerbarkeit und Stabilität
- Für Lasten bis zu 250 kg
- Achse und Schrauben aus Stahl

Art. Nr.	Bezeichnung	Rad Material	Gewicht (Kg)	(L x B x H) (mm)	CHF
212056	Sockel 6 Räder	PP	2,87	613 x 414 x 135	AA -
212057	Sockel 6 stille Räder	PA + Gummibänder	3,62	613 x 414 x 135	AA -



Deichsel Edelstahlgriff für Radsockel

- Erleichtert das Bewegen schwerer Lasten

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge des Stiels (mm)	Gewicht (Kg)	CHF
212058	Deichsel mit Edelstahlgriff für 6-Rad-Sockel	960	1,1	AA -

Rollwagen

Standardwagen

- Glatte Oberflächen
- PP und Aluminiumrohre
- Hält einer Belastung von 90 kg stand
- Maße : 860 x 470 x 960 mm

Farben	Weiß	Grün	CHF
Art. Nr.	039672	039674	AA -



Wagen im Großformat

- Kratzfeste Oberfläche
- Farben Weiß und Alu
- Hält einer Belastung von 135 kg stand
- Maße : 1030 x 510 x 960 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
039675	Wagen im Großformat	AA -

Zusammenklappbarer Wagen

- Praktisch für den Transport von Akten, kleinen Kartons, Materialien oder Werkzeugkisten
- Aluminiumständer und Tabletts aus hochwertigem Kunststoff
- Lässt sich mithilfe eines Druckknopfes am Griff schnell herunterklappen
- Montiert auf 4 Laufrädern : 2 schwenkbare vorne und 2 feste mit Bremse hinten
- Lässt sich leicht zusammen- und auseinanderfalten
- Robust und steuerbar
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Wird mit 1 faltbaren 46-Liter-Behälter geliefert

Gesamthöhe / zusammengeklappt (mm)	1030 / 180
Gesamtbreite / gefaltet (mm)	550 /550
Gesamtlänge / gefaltet (mm)	890 / 710
Tablett ober/unter L x B Nutzmaße (mm)	530 x 380 / 540 x 380
Oberes/unteres Fach Kraft (kg)	20 / 40
Art. Nr.	**2004M11558**
CHF	**AA -**



Sterilisationsschränke

Schrank aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken und einer transparenten Plexiglastür.

- Unteren Bedienungsknopf
- Timer von 0 bis 2 h
- Vorrichtung zur Unterbrechung beim Öffnen der Türen
- Abschließbar
- Schutzklasse IP24

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße B x T x H (mm)	CHF
909851	Eintüriger Schrank mit Magnetleiste	575 x 170 x 600	AA -

Ersatzrohr für Schrank Länge 575 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
909852	UV-Lampe, 15 W	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com