Labormöbel und -schränke

Mobile Möbel

- Möbel mit Türen und / oder Schubladen
- Weiße, wasserabweisende Melaminplatten, Dicke 19 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit selbsthemmenden Bremsen
- Flügeltüren mit verdeckten Scharnieren, Öffnung 110°
- Eintüriges Möbel mit 1 verstellbaren Regalebene
- Montiert geliefert, Schlösser optional

Möbel mit Türen

Art. Nr.	Maße B x T x H (mm) (inkl. Rollen)	Zusammensetzung	CHF
922200	500 x 470 x 720	1 Tür - 1 Regal	AA -
922201	1000 x 470 x 720	2 Türen - 1 Regal	AA -

Schlossoptionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
922209	Schloss* / **	AA -
922238	Pauschale Möbel Schloss Montage	AA -

* Schloss Montage verpflichtet
** Für 2-türige Möbel : 2 x 922209 und 1 x 922238 pro Möbelstück

Schubladenmöbel

Art. Nr.	Maße B x T x H (mm) (inkl. Rollen)	Zusammensetzung	CHF
922202	500 x 470 x 720	4 Schubladen	AA -

Schlossoptionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
922209	Schloss* / **	AA -
922238	Pauschale Möbel Schloss Montage	AA -

* Schloss Montage verpflichtet
** Für Möbel mit 4 Schubladen : 4 x 922209 und 1 x 922238 pro Möbelstück

Schrank mit Türen und Schubladen

Art. Nr.	Maße B x T x H (mm) (inkl. Rollen)	Zusammensetzung	CHF
922203	1000 x 470 x 720	1 Tür und 4 Schubladen	AA -
922204	500 x 470 x 720	1 Tür, 1 Regal und 1 Schublade	AA -

Schlossoptionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
922209	Schloss* / **	AA -
922238	Pauschale Möbel Schloss Montage	AA -

* Schloss Montage verpflichtet
** Für Möbel mit Schubladen und Türen : 1 x 9222209 pro Tür und pro Schublade und 1 x 922238 pro Schrank

Möbel unter Becken

Art. Nr.	Maße B x T x H (mm) (inkl. Rollen)	Zusammensetzung	CHF
922206	1000 x 470 x 720	1 Tür - 1 Regal	AA -
922207	500 x 470 x 720	2 Türen - 1 Regal	AA -



Werden zusammengebaut geliefert. Gebrauchsfertig.

Hängende Möbel

- Weiße, wasserabweisende Melaminplatten, Dicke 19 mm
- Mit voller(n) Flügeltür(en) oder Glasschiebetür(en)
- Montiert geliefert
- Ausgestattetmit einem Rgal für 1-türiges Modell und 2 Regale für 2-türiges Modell
- Mitteltrennwand für 2-türigen Schrank

Maße B x T x H (mm)	Volle Türen	Glastüren	Zusammensetzung	Art. Nr.	CHF
500 x 350 x 700	Ja	-	1 Tür - 1 Regal	922210	AA -
500 x 350 x 700	-	Ja	1 Tür - 1 Regal	922236	AA -
1000 x 350 x 700	Ja	-	2 Türen - 2 Regale	922211	AA -
1000 x 350 x 700	-	Ja	2 Türen - 2 Regale	922237	AA -

Hohe Schränke

- Weiße, wasserabweisende Melaminplatten, Dicke 19 mm
- Flügeltüren
- Ausgestattet mit 4 Regalen für das 1-türige Modell und 2 x 4 Regalen für das 2-türige Modell
- Zweitüriges Modell mit Mitteltrennwand
- Fußgestelle mit 4 Nivellierzylindern
- Montiert geliefert

Art. Nr.	Maße B x T x H (mm)	Zusammensetzung	CHF
922213	500 x 600 x 2000	1 Flügeltür und 4 Regale	AA -
922214	1000 x 600 x 2000	2 Flügeltüren und 2 x 4 Regale (Mitteltrennwand)	AA -

Schrank Option

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
922216	Zusatzregal	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com