Köttermann Labormöbel

NEU



Köttermann Systemlabor

TIPP

Planen Sie ein neues Labor?
Verlieren Sie keine Zeit...
Rufen Sie uns an!
Wir kümmern uns um die komplette Studie: 3D-Pläne, Kostenvoranschläge, Installation...





Köttermann feste und mobile Arbeitstische

- Unterschiedliche Breiten und Tiefen
- Melaminbeschichtung TopResist oder Trespa Toplab Plus
- Tisch mit einer Stahlablage
- Unterstütztes Gesamtgewicht : 250 kg fester Labortisch und 100 kg mobiler Tisch
- Lieferung als Bausatz, einfache Montage durch Verschrauben und Verkleben
- Melamin TopResist® ohne Rand, vielseitig einsetzbar, gute Chemikalienbeständigkeit, robust, ideal für Geräte
- HPL-Laborqualität, Trespa® TopLab® PLUS : hergestellt aus Phenolharzen und Zellulosefasern. Sehr dicht, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, verrottungsfest. Leicht zu dekontaminieren, ideal für Reinräume, Nassbereiche und verschiedene Anwendungen





Feste Tische 600 mm tief und 900 mm hoch

Beschichtung	TopResist®-Melamin		Trespa Toplab® Plus	
Maße (mm) : B x T x H	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
900 x 600 x 900	382209	AA -	382228	AA -
1200 x 600 x 900	382210	AA -	382229	AA -
1500 x 600 x 900	382211	AA -	382230	AA -

Mobile Tische Tiefe 600 mm Höhe 900 mm

Beschichtung	TopResist®-Melamin		Trespa Toplab® Plus	
Maße: B x T x H (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1200 x 600 x 900	382215	AA -	382220	AA -
1500 x 600 x 900	382216	AA -	382221	AA -

Feste Tische 750 mm tief und 900 mm hoch

Beschichtung	TopResist®-Melamin		Trespa Toplab® Plus	
Maße (mm) : B x T x H	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
900 x 750 x 900	382212	AA -	382231	AA -
1200 x 750 x 900	382213	AA -	382232	AA -
1500 x 750 x 900	382214	AA -	382233	AA -

Mobile Tische Tiefe 750 mm Höhe 900 mm

Beschichtung	TopResist®-Melamin		Trespa Toplab® Plus	
Maße: B x T x H (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
900 x 750 x 900	382217	AA -	382222	AA -
1200 X 750 x 900	382218	AA -	382223	AA -
1500 x 750 x 900	382219	AA -	382224	AA -