Labortisch Arbeitsmöbel zum Zusammenbauen

Arbeitsmöbel zum Zusammenbauen verschiedene Farben der Gestelle, Blenden und Kanten der Regale

- **Enthalten:**
  - **Arbeitsplatte mit oder ohne Wasserbecken**
  - **2 Metallbeine von 600 mm oder 750 mm mit oder ohne Rückwand (3 Metallbeine für Arbeitstisch 1800 mm) -**
  - **1 Frontblende aus Laminat**
  - **1 Rückblende**
  - **1 Möbelanschlag**
  - **1 Flüssigkeitsabdeckung**

1



Labortisch ohne Rückwand-Ablage
600-900-1200-1500 mm

- **Maximale Belastung : 180 kg**
- **Zusätzliche Montage möglich, bitte anfragen**
- **Zertifiziert nach der Norm AFNOR 15201**
- **3 mögliche Beschichtungen: emailliertes Glas, Laminat und Strecksandstein**
- **Farben nach Wahl :**
  - **Farbe des Gestells: weiß oder rot**
  - **Farbe der Blende und der Kante des Fachbodens: weiß, gelb oder grau (bei der Bestellung anzugeben)**

Labortisch Fußgestell Tiefe 750 mm

Beschichtung	Emailliertes Glas		Laminat		Strecksandstein	
Maße: B x T (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
750 mm Arbeitsplatte und 750 mm tiefes Metallgestell						
600 x 750	374124	AA -	374164	AA -	374204	AA -
900 x 750	374125	AA -	374165	AA -	374205	AA -
1200 x 750	374126	AA -	374166	AA -	374206	AA -
1500 x 750	374127	AA -	374167	AA -	374207	AA -
1800 x 750	374128	AA -	374168	AA -	374208	AA -

Labortisch Gesamttiefe 600 mm oder 750 mm

Beschichtung	Emailliertes Glas		Laminat		Strecksandstein	
Maße: B x T (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
600 mm Arbeitsplatte und 600 mm tiefes Metallgestell						
600 x 600	374100	AA -	374140	AA -	374180	AA -
900 x 600	374101	AA -	374141	AA -	374181	AA -
1 1200 x 600	374102	AA -	374142	AA -	374182	AA -
1500 x 600	374103	AA -	374143	AA -	374183	AA -
2 1800 x 600	374104	AA -	374144	AA -	374184	AA -
750 mm Arbeitsplatte und 600 mm tiefes Metallgestell						
600 x 750	374116	AA -	374156	AA -	374196	AA -
900 x 750	374117	AA -	374157	AA -	374197	AA -
1200 x 750	374118	AA -	374158	AA -	374198	AA -
1500 x 750	374119	AA -	374159	AA -	374199	AA -
1800 x 750	374120	AA -	374160	AA -	374200	AA -

4



TIPP

Auch in denselben Maßen erhältlich: Labortisch mit Wasserbecken (Foto Nr. 4), bitte anfragen.

Anmerkung :
Arbeitstische mit einer Tiefe von 750 mm und einem Fußkreuz von 600 mm können nicht mit einer Ablage ausgestattet werden. Er kann nur bei Tischen mit einer Tiefe von 750 mm und einem Fußgestell mit einer Tiefe von 750 mm nachträglich hinzugefügt werden.
750 mm tiefe Tische mit einem 600 mm breiten Fußkreuz können an der Wand entlang aufgestellt werden, selbst wenn Flüssigkeiten (z. B. Wasser) durchlaufen, da zwischen Wand und Fußkreuz ein Abstand von 150 mm besteht.

Labortisch mit Rückwand-Ablage Höhe 90 cm

- **Labortisch mit Rückwand**
- **Die melaminbeschichtete Rückwand ermöglicht die Aufnahme von Wasserhähne und Steckdosen**

Labortisch mit Rückwand Ablage Gesamttiefe 750 mm

Beschichtung	Emailliertes Glas		Laminat		Strecksandstein	
Maße* : B x T (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
600 mm Arbeitsplatte und 600 mm tiefes Metallgestell						
600 x 750	374108	AA -	374148	AA -	374188	AA -
900 x 750	374109	AA -	374149	AA -	374189	AA -
1 1200 x 750	374110	AA -	374150	AA -	374190	AA -
1500 x 750	374111	AA -	374151	AA -	374191	AA -
1800 x 750	374112	AA -	374152	AA -	374192	AA -

Labortisch mit Rückwand Ablage Gesamttiefe 900 mm

Beschichtung	Emailliertes Glas		Laminat		Strecksandstein	
Maße* : B x T (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
750 mm Arbeitsplatte und 750 mm tiefes Metallgestell						
600 x 900	374132	AA -	374172	AA -	374212	AA -
900 x 900	374133	AA -	374173	AA -	374213	AA -
1200 x 900	374134	AA -	374174	AA -	374214	AA -
1500 x 900	374135	AA -	374175	AA -	374215	AA -
3 1800 x 900	374136	AA -	374176	AA -	374216	AA -

* die Gesamttiefe entspricht der Tiefe des Tisches + der Rückwand (150 mm)

1



Labortisch mit Rückwand-Ablage
600-900-1200-1500 mm

TIPP



Die Arbeitstische mit Rückwand-Tablett sind auch mit Wasserbecken in denselben Maße erhältlich. (Foto Nr. 4)

4



Labortisch mit Rückwand-Tablett
mit Wasserbecken 1800 mm