Labortische mit Becken Höhe 90 cm

➤ **Enthält:**
- **1 Arbeitsplatte mit Becken**
- **1 Abfluss**
- **1 Frontblende**
- **1 fester Schrank unter Becken oder Metallgestell**
- **Mit oder ohne Rückwand mit Ablagefläche**

Labortisch mit Becken auf Möbel


Zusammensetzung des Beckens		Becken aus Strecksandstein		Polypropylen-Behälter	
Maße : B x T (mm)	Anzahl Becken	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
600 x 600	1	374276	AA -	374260	AA -
900 x 600	1	-	-	374261	AA -
1200 x 600	2	-	-	374262	AA -
1500 x 600	2	-	-	374263	AA -
600 x 750	1	374281	AA -	374264	AA -
900 x 750	1	-	-	374265	AA -
1200 x 750	2	-	-	374266	AA -
1500 x 750	2	-	-	374267	AA -

Labortisch mit Becken auf Schrank und Rückwand mit Ablage

Zusammensetzung des Beckens		Becken aus Strecksandstein		Polypropylen-Behälter	
Maße : B x T (mm)	Anzahl Becken	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
600 x 750	1	374519	AA -	374268	AA -
900 x 750	1	-	-	374269	AA -
1200 x 750	2	-	-	374270	AA -
1500 x750	2	-	-	374271	AA -
600 x 900	1	374524	AA -	374272	AA -
900 x 900	1	-	-	374273	AA -
1200 x 900	2	-	-	374274	AA -
1500 x 900	2	-	-	374275	AA -

Zubehör: Wasserhähne

Wasserhähne Schwanenhals à 250 für Becken und Schwanenhals 150 Grad für Wasserbecken.



Wasserhahn auf Rückwand

Wasserhahn auf dem Tisch



Wasserhähne auf Rückwand	Schwanenhals 250 Grad		Schwanenhals 150 Grad	
	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Warm- und Kaltwassermischer	374306	AA -	-	-
Kaltwasserhahn	374308	AA -	374307	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
374316	Wasserzulaufschlauch (2 Schläuche für den Mischer)	AA -
374318	Flexibler Abfluss	AA -

Wasserhähne auf dem Tisch	Schwanenhals 250 Grad		Schwanenhals 150 Grad	
	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Warm- und Kaltwassermischer	374361	AA -	-	-
Kaltwasserhahn	374313	AA -	374312	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
374317	Gerader Zuleitungsschlauch auf dem Tisch (für den Mischer 2 Schläuche vorsehen)	AA -
374318	Flexibler Abfluss	AA -

Wiegetisch

Art. Nr.	Maße : B x T (mm)	Rückwand Tablett	CHF
374252	600 x 600	Ohne	AA -
374253	600 x 750	Mit	AA -
374254	600 x 750	Ohne	AA -
374255	600 x 900	Mit	AA -

➤ **Laminierte Arbeitsplatte mit Anti-Vibrationsmasse**


➤ **Höhe: 900 mm**



Wiegetisch ohne Rückwand

Art des Beckens	Labortisch Breite (mm)	Innenmaße des Beckens (L x B x T) (mm)
Aus Strecksandsteint	600	1 Becken: 450 x 390 x 210
Hergestellt aus Polypropylen	600 900 1200 und 1500	1 Becken: 380 x 380 x 210 1 Becken: 540 x 380 x 310 2 Becken : 380 x 380 x 210

Labortisch mit Becken, auf Möbel





Labortisch mit Becken und Rückwand, auf Fußgestell



Ebenfalls erhältlich: Labortisch mit Becken auf Fußgestell und/ oder Tabelett-Rückwand, bitte anfragen.

Weitere Becken auf Anfrage

Winkel für Labortische

➤ **Enthält:**
- **1 Arbeitsplatte**
- **1 Eckgestell mit oder ohne Rückwand-Tablett (Tiefe der Rückwand 150 mm)**



Bloßer Winkel



Ecke mit Rückwand

Bloßer Winkel

Beschichtung	Emailliertes Glas		Laminat		Strecksandstein	
Maße: B x T (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
600 x 600	374220	AA -	374224	AA -	374228	AA -
750 x 750	374222	AA -	374226	AA -	374230	AA -

Winkel mit Rückwand Ablage

Beschichtung	Emailliertes Glas		Laminat		Strecksandstein	
Maße: B x T (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
750 x 750	374221	AA -	374225	AA -	374229	AA -
900 x 900	374223	AA -	374227	AA -	374231	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com