ALSIT-Laborstühle und -Hocker

POLYURETHAN-BEREICH

- **Beschichtung :**
  - schwarz - Polyurethan (PU)-Beschichtung, kompakter Schaum, der um eine Stützstruktur gespritzt wird - beständig gegen Stöße, Schnitte, Funken und gängige Lösungsmittel
- **Gaszylinder: , verchromtes Stahlrohr mit Stoßdämpfer, geprüft nach DIN 4550, höhenverstellbar**
- **Beine: aus verchromtem Stahl auf Gleitern oder Rollen, Durchmesser 54 cm**



Hocker

- **Sitz: Ø 33 cm, Dicke 5 cm**
- **Aus schwarzem PU**

Art. Nr.	Basis	Fußablage	Sitzhöhe (cm)	CHF
694068	5 Pads	Nein	48 - 68	**AA -**
694268	5 Pads	Ja	48 - 68	**AA -**
694069	5 Rollen	Nein	50 - 70	**AA -**
694269	5 Rollen	Ja	50 - 70	**AA -**

Technische Sitze

- **Sitz: B x T (cm) = 46 x 42, gewölbt, mit Anti-Rutsch-Relief**
- **Rückenlehne: H (cm) = 30, verstellbar, mit Griff und Kugelgelenk**
- **Fußstütze - höhenverstellbarer Chromstahlring, Ø = 44 cm**

Art. Nr.	Bezeichnung	Basis	Höhe sitzhöhe (cm)	CHF
694000	Schwarzer technischer PU-Sitz	5 Lenkrollen*	55 - 80	**AA -**
694070	Schwarzer technischer PU-Sitz	5 Pads	53 - 78	**AA -**

* Ø 5 cm Doppelrollen, ausgelegt für harte Böden

BOEING-SORTIMENT - PVC-BESCHICHTETER STOFF

- **Beschichtung :**
  - waschbar, aus expandiertem Material Boeing (PVC-beschichtetes Gewebe)
  - Brandschutzklasse M1 nach DIN4102B2 und EN1021-1-2
  - hochdichte Polsterung, hochelastischer Schaumstoff : optimaler Komfort bei längerem Gebrauch
- **Gaszylinder: , verchromtes Stahlrohr mit Stoßdämpfer, geprüft nach DIN 4550, höhenverstellbar**
- **Fußgestell : aus verchromtem Stahl Ø 54 cm, auf Gleitern oder Rollen Ø 5 cm**
- **Runde Fußstütze aus verchromtem Stahl mit einem Durchmesser von 44 cm**



694154 694157 694201 694167 694234 694260 694177

	Hocker				Technische Sitze				Technische Sitze Sitz breit und Rückenlehne neigbar			
Eigenschaften	**Sitz:** Ø 33 cm, Dicke 4,5 cm **Erleichterte Reinigung:** Unterseite der Hocker mit wasserfester Vinylfolie überzogen				**Sitzfläche:** Breite 44 cm, Tiefe 40 cm **Rückenlehne:** Höhe 25 cm, höhenverstellbar, Kugelgelenk				**Sitzfläche:** Breite 47 cm, Tiefe 44 cm **Rückenlehne:** Höhe 33 cm, höhenverstellbar, mit Permanentkontakt (Rückenlehne in der Neigung verstellbar)			
Basis	5 Pads		5 Rollen		5 Pads		5 Rollen		5 Pads		5 Rollen	
Sitzhöhe (cm)	53 - 78		55 - 80		53 - 79		56 - 81		55 - 80		57 - 82	
Fußstütze	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Farben												
Mandarine	694046	694195	694152	694209	694038	694221	694164	694232	694078	694244	694176	694256
Kiesel	694047	694196	694153	694210	694005	694270	694165	694233	694079	694245	694177	694257
Türkis	694048	694197	694154	694211	694039	694222	694166	694234	694080	694246	694178	694258
Kürbis	694049	694198	694155	694212	694040	694223	694167	694235	694081	694247	694179	694259
Kobalt	694050	694199	694156	694213	694002	694224	694168	694236	694082	694248	694180	694260
Ägäisblau	694051	694200	694157	694214	694041	694225	694169	694237	694083	694249	694181	694261
Pollen	694052	694201	694158	694215	694042	694226	694170	694238	694084	694250	694182	694262
Anthrazit	694053	694202	694159	694216	694001	694227	694171	694239	694085	694251	694183	694263
Schwarz	694054	694203	694160	694217	694006	694228	694172	694240	694086	694252	694184	694264
Rot	694055	694204	694161	694218	694007	694229	694173	694241	694087	694253	694185	694265
Glycin	694056	694206	694162	694219	694004	694230	694174	694242	694088	694254	694186	694266
Fuschia	694057	694207	694163	694220	694003	694231	694175	694243	694089	694255	694187	694267
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

* Rollen für harte Böden, gebremst bei Nichtbelastung und gebremst bei Belastung erhältlich, bitte fragen Sie uns.