ALSIT-Laborstühle und -Hocker (Fortsetzung)

ANTISTATIKBEREICH

Hocker :

➤ **Sitz: Ø 33 cm, Dicke 5 cm**

Fußgestell	Sitzhöhe (cm)	Ohne Fußstütze		Mit Fußstütze	
		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
5 Pads	40 - 53	694290	AA -	694313	AA -
5 Pads	47 - 67	694291	AA -	694314	AA -
5 Pads	53 - 78	694292	AA -	694315	AA -
5 Pads	62 - 87	694293	AA -	694316	AA -
5 Rollen	42 - 55	694294	AA -	694317	AA -
5 Rollen	49 - 69	694295	AA -	694318	AA -
5 Rollen	55 - 80	694296	AA -	694319	AA -

Stehsitz :

➤ **Sitzfläche B x T : 34 x 27 cm**

Fußgestell	Sitzhöhe (cm)	Art. Nr.	CHF
5 Pads	53 - 78	694297	AA -
5 Pads	62 - 87	694298	AA -

- **Modell entworfen nach den Empfehlungen der Norm NF74010**
- **Schwarze Vinylverkleidung**
- **Gaszylinder: , verchromtes Stahlrohr mit Stoßdämpfer, geprüft nach DIN 4550, höhenverstellbar**
- **Gestell aus verchromtem Stahl auf Gleitern oder Rollen, Durchmesser 54 cm**



Technische Sitze

➤ **Sitzfläche: Breite 44 cm, Tiefe 39 cm**

➤ **Rückenlehne: Höhe 25 cm, höhenverstellbar**

Technischer Sitz mit ständigem Kontakt

➤ **Sitzfläche: Breite 47 cm, Tiefe 44 cm**

➤ **Rückenlehne: Höhe 33 cm, höhenverstellbar, verstellbare Neigung**

Fußgestell	Sitzhöhe (cm)	Ohne Fußstütze		Mit Fußstütze		Ohne Fußstütze		Mit Fußstütze	
		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
5 Pads	41 - 54	694299	AA -	694320	AA -	694306	AA -	694325	AA -
5 Pads	48 - 68	694300	AA -	694321	AA -	694307	AA -	694326	AA -
5 Pads	54 - 79	694301	AA -	694133	AA -	694308	AA -	694066	AA -
5 Pads	63 - 88	694302	AA -	694322	AA -	694309	AA -	694327	AA -
5 Rollen	43 - 56	694303	AA -	694323	AA -	694310	AA -	694328	AA -
5 Rollen	50 - 70	694304	AA -	694324	AA -	694311	AA -	694329	AA -
5 Rollen	56 - 81	694305	AA -	694065	AA -	694312	AA -	694330	AA -

Stehhilfe FIN BIMOS

NEU

- **Breite Sitzfläche, die auf einer Säule mit ergonomischer Neigung montiert ist**
- **Trägt 60% des Körpergewichts**
- **Geringer Platzbedarf**
- **Intuitive Bedienung und einfache Einstellung; Sitz um 20° drehbar**
- **Höhenverstellbar : 660 bis 850 mm**
- **Stabil, leicht und mobil**
- **Große, integrierte Griffe**
- **Robustes Aluminium-Fußkreuz**
- **Sitzfläche aus PU-Schaum**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
724731	Stehhilfe FIN - Sitz aus PU-Schaum - schwarz	AA -
724732	Stehhilfe FIN - Sitz aus PU-Schaum - blau	AA -
724733	Stehhilfe FIN - Sitz aus PU-Schaum - grau	AA -
724734	Stehhilfe FIN ESD - Sitz aus PU-Schaum - grau	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com