Technische Sitze BIMOS



Sitze Modell "Labor Basic"

- **Breite, gepolsterte und geschwungene Sitzfläche und Rückenlehne, die Komfort und Ergonomie gewährleisten**
- **Einstellen der Sitzhöhe : 620 - 870 mm**
- **Einstellen der Sitzhöhe**
- **Einstellung der Sitzneigung (spezielles Modell)**
- **Robustes 5-Stern-Stahlfußkreuz**
- **Schwarzes Kunstleder oder schwarzer Duotec-Stoff (andere Farben auf Anfrage)**
- **Mit Rollen oder Gleitern**
- **Als Bausatz geliefert, einfach zu montieren**
- **Andere Modelle, bitte kontaktieren Sie uns**

2 Beschichtungen zur Auswahl :

Duotec-Gewebe :
- Besteht zu 95 % aus Polyacryl und zu 5 % aus Lycra; reißfest und luftdurchlässig.

Skai-Stoff :
- Überlegene Abriebfestigkeit, waschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel.

Modell	Laborstühle BASIC 1 auf Gleitern		Laborstühle BASIC 2 auf Rollen	
				
Gestell Farbe Schwarz	Ja		Ja	
Standard-Stahlfuß	Ja		Ja	
Lehne mit ständigem Kontakt	Ja		Ja	
Einstellung der Sitzneigung	Nein	Ja	Nein	Ja
Höhenverstellung der Rückenlehne	Ja		Ja	
Sitzhöhe (mm)	470 - 610		470 - 610	
Höhe der Rückenlehne (mm)	430	530	430	530
Bezug Sitz und Rückenlehne Stoff Duotec schwarz	**724505**	**724507**	**724509**	**724511**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Bezug der Sitzfläche und Rückenlehne Skai schwarz	**724506**	**724508**	**724510**	**724512**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Sitze Modell "Nexxit"

- Hoher Komfort und extreme Widerstandsfähigkeit.



Sitz Nexxit 1, PU-Integralschaum, grüne Griffe

- **Hochwertige industrielle Ergonomie, intuitive und einfache Einstellungen**
- **Geeignet für längere Stationen am Arbeitsplatz: Sitz und Rückenlehne mit dicker, weicher Polsterung, die die Blutzirkulation fördert, und abgerundeten Kanten**
- **Extreme Mobilität, einfache Handhabung durch Griffe**
- **Mehrfach verstellbar: Sitztiefe, Sitzneigung und Rückenlehnenhöhe**
- **Rückenlehne: Funktionelle Griffe für die Bewegung, große Bewegungsfreiheit durch schmalen oberen Teil. Synchrones System mit automatischer Spannungsanpassung**
- **Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, sehr stabil (Aluminiumgestell optional erhältlich)**
- **Geliefert als Kit (Sitze mit Bezug als Option, bitte anfragen)**
- **Bezug nach Wahl :**
  - Kunstleder: waschbar, pflegeleicht, beständig gegen Desinfektionsmittel. Antibakterielle Wirkung. PVC- und phthalatfrei; schwer entflammbar (EN 1021-1, 2);
  - Integralschaum (PU): robust und pflegeleicht. Waschbar, desinfektionsmittelbeständig. PVC-frei; schwer entflammbar (EN 1021-1, 2).



TIPP

Weitere Beschichtungen, die auf unserer Website erhältlich sind. Das Sortiment ist auch in ESD-Ausführung erhältlich, bitte fragen Sie uns.





Modell	Sitz Nexxit 1		Sitz Nexxit 2		Sitz Nexxit 3	
	➤ Mit Gleitern		➤ Mit weichen Rollen für harte Böden (im Leerzustand gebremst)		➤ Mit Gleitern	
Sitzhöhe (mm)	-		450 - 600		570 - 820	
Breite des Sitzes (mm)	460					
Höhe der Rückenlehne (mm)	530					
Höhe Einstellung Rückenlehne (mm)	70					
Einstellung Sitztiefe (mm)	50					
Einstellung der Sitzneigung (°)	4					
Beschichtung	Kunstleder	PU-Schaum	Kunstleder	PU-Schaum	Kunstleder	PU-Schaum
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Blaue Griffe	724602	724607	724622	724627	724642	724647
Anthrazit Griffe	724603	724608	724623	724628	724643	724648
Orangefarbene Griffe	724604	724609	724624	724629	724644	724649
Grüne Griffe	724605	724610	724625	724630	724645	724650
Ohne Griffe	724606	724611	724626	724631	724646	724651
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
724657	Armlehnen für Nexxit-Sitz (2er-Set): in Höhe, Breite, Tiefe und Ausrichtung verstellbar	AA -
724583	Runde Fußstütze für Nexxit 1 und 2	AA -
724588	Feststellbare Rollen (unter Last blockiert) für Nexxit 3	AA -