Mini-Magnetschüttler Topolino



Schnittstellen	Analog
Rührleistung (l)	0,5
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 1800
Material / Platten-Ø (mm)	PP / 80
Maße (B x T x H)(mm)	95 x 115 x 37
Gewicht (kg)	0,32
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP 21
Art. Nr.	**250146**
CHF	**AA -**

ClearLine® Mini-Magnetschüttler



Schnittstellen	Analog
Rührleistung (l)	1,5
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1500
Maße des Tabletts (mm)	85 x 85
Maße (B x T x H)(mm)	120 x 120 x 30
Gewicht (kg)	0,2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +45 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**062703CL**
CHF	**AA -**

Magnetschüttler MR Hei-Mix S

Schnittstellen	Analog
Rührleistung (l)	5
Geschwindigkeit (rpm)	0 bis 2200
Tablett-Ø (mm)	104
Plattform-Materialien	PVDF
Maße L x T x H (mm)	140 x 126 x 80
Gewicht (kg)	1,1
Nutzungsbedingungen	5 bis 31 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**498703**
CHF	**AA -**



Magnetischer Mini-Rührer mit Elektrodenhalter

- **Progressive Beschleunigung des Magnetstabs**
- **Geliefert mit Magnetstab**

Kapazität des Rührwerks max. (l)	1
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1000
Tablett-Ø (mm)	137
Plattform-Materialien	ABS-Kunststoff
Maße L x H (mm)	134 x 51
Gewicht (kg)	0,64
Nutzungsbedingungen	0 bis 50 °C / 95 % RH



052097



054636

Farben	Schwarz	Arktisches Weiß	Blau	Moosgrün	Kohle	Elfenbein	Orange	Lavendel	Eisblau	Grün	Gelb
Art. Nr. ohne Ständer	**524008**	**054698**	**052097**	**524009**	**524010**	**524011**	**524012**	**524013**	**052094**	**052096**	**052092**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit Ständer	**054627**	**054628**	**054629**	**054630**	**054631**	**054632**	**054633**	**054634**	**054635**	**054636**	**054637**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler Digitalanzeige Color Squid und Big Squid

- **Digitale Anzeige der Geschwindigkeit**

Modell	Color Squid	Big Squid
Schnittstellen	Digital	
Rührleistung (l)	1	1,5
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 2500	
Tablett-Ø (mm)	115	160
Tablett-Materialien	Glas	
Maße (L x T x H) (mm)	145 x 160 x 45	180 x 195 x 40
Gewicht (kg)	0,54	0,7
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP 54	
Art. Nr.	**250194**	**250193**
CHF	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com