Magnetschüttler C-MAG IKA



IP 21

Modell	C-MAG MS 4	C-MAG MS 7	C-MAG MS 10
Schnittstellen	Analog		
Rührleistung (l)	5	10	15
Geschwindigkeit (rpm)	100-1500		
Maße des Tabletts (mm)	100 x 100	180 x 180	260 x 260
Plattform-Materialien	Glaskeramik		
Maße L x l x H (mm) / Gewicht (kg)	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105
Gewicht (kg)	3	5	6
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP 21		
Art. Nr.	**250167**	**250168**	**250169**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler 15 l Stuart



002071B

VIDEO



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

IP 32

Je nach Modell

- **Antibakterielle Behandlung BioCote**
- **Wird mit 2 PTFE-Magneten 25 mm geliefert**

Modell	US151	UC151
Schnittstellen	Analog	
Max. Kapazität des Rührwerks (l)	15	
Rührgeschwindigkeit (rpm)	100-2000	
Maße der Oberfläche (mm)	150 x 150	
Plattform-Materialien	Edelstahl	Keramik
Maße (L x T x H) (mm)	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Netto Gewicht (kg)	2	
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP32	
Art. Nr.	**002070B**	**002071B**
CHF	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler Stuart



Je nach Modell

- **Antibakterielle Behandlung BioCote**
- **Schnittstelle aus gehärtetem Glas, das gegen korrosive Stoffe beständig ist**
- **Aluminiumplatte mit Keramikbeschichtung oder Keramikplatte**

Schnittstellen	Analog		
Rührleistung (l)	15		
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 2000		
Maße der Platte (mm)	150 x 150		
Maße (L x T x H) (mm)	180 x 300 x 93		
Gewicht (kg)	2,3		
Farben	Blau	Weiß	Schwarz
Art. Nr. Aluminiumplatte	**841423**	**841424**	**841425**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Keramikplatte	**841426**	**841427**	**841428**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler 20 Liter



Schnittstellen	Analog
Rührleistung (l)	20
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 1500
Tablett-Ø (mm)	135
Plattform-Materialien	Keramik
Maße (B x T x H)(mm)	200 x 130 x 65
Gewicht (kg)	2,4
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP42
Art. Nr.	**861007B**
CHF	**AA -**