Heiz-Magnetschüttler C-MAG IKA

- **Digitale Schnittstelle für die Temperatureinstellung**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Optionaler Temperaturregler für die genaue Kontrolle der Medientemperatur**

WEB

Zubehör (Thermoregulatoren, Stativ) finden Sie auf www.milian.com



IP 21

Je nach Modell

Modell	C-Mag HS 4		C-Mag HS 7		C-Mag HS 10	
Schnittstellen	Analog	Digital	Analog	Digital	Analog	Digital
Rührleistung (l)	5		10		15	
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1500					
Aufwärmtemperatur (°C)	+50 bis +500 °C					
Pt1000-Sonde serienmäßig	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Maße des Tabletts (mm)	100 x 100		180 x 180		260 x 260	
Plattform-Materialien	Glaskeramik					
Temperaturregler Anschluss	Nein		Ja			
Maße (L x T x H) (mm)	150 x 260 x 105		220 x 330 x 105		300 x 415 x 105	
Gewicht (kg)	3		5		6	
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH					
Schutzklasse	IP 21					
Art. Nr.	**250170**	**260705**	**250171**	**260706**	**250172**	**260910**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

C-MAG HS 7 Heizmagnet-Schüttler Pack

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250176	C-MAG HS 7 Heizmagnet-Schüttler Pack (Art. Nr. 250171) + Zubehör [1]	**AA -**

Magnetschüttler mit Heizfunktion SUPER NUOVA +

thermoscientific

- **Digitales Display der Ziel- und aktuellen Temperatureinstellungen und des Timers**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Programmierbar mit Parameterspeicher**
- **Geliefert mit Pt1000-Sonde und Stativ**
- **3 Jahre Garantie**





Schnittstellen	Digital		
Rührleistung (l)	4		6
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 1500		
Aufwärmtemperatur (°C)	+30 bis +540	+30 bis +300	+30 bis +400
Maße des Tabletts (mm)	184 x 184		260 x 260
Plattform-Materialien	Keramik	Aluminium	Keramik
Maße (L x T x H) (mm)	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Gewicht (kg)	5	4,9	6
Nutzungsbedingungen	5 bis 35 °C / 80 % RH		
Art. Nr.	**078547B**	**078548B**	**078549B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Magnetschüttler mit Heizfunktion CIMAREC +

thermoscientific

- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **StirTrac-System sorgt für ein starkes magnetisches Drehmoment und damit für mehr Effizienz bei niedrigen Geschwindigkeiten**
- **3 Jahre Garantie**



Je nach Modell

Schnittstellen	Digital			
Rührleistung (l)	1	4	4	6
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 1500			
Aufwärmtemperatur (°C)	30 - 540		30 - 300	30 - 400
Material Platte	Keramik		Aluminium	Keramik
Maße des Tabletts (mm)	108 x 108	184 x 184		260 x 260
Maße L x T x H (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Gewicht (kg)	3,2	5	4,9	6,1
Nutzungsbedingungen	5 bis 35 °C / 80 % RH			
Art. Nr.	**078543B**	**078544B**	**078545B**	**078546B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com