## Magnetschüttler mit Heizfunktion ARE und AREX





IP 42

Je nach Modell

3 Jahre Garantie

WEB



AluBlock-Zubehör finden Sie auf www.milian.com

- **Modell AREX mit Anschluss für VTF-Temperaturregler**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Geeignet für AluBlock-Tabletts zur Umwandlung in einen Heizblock**
- **Modell AREX Pro wird mit pt100-Sonde geliefert**
- **3 Jahre Garantie**

| Modell | ARE | AREX | AREX Pro |
|---|---|---|---|
| Schnittstellen | Analog | | Digital |
| Rührleistung (l) | 15 | 20 | |
| Geschwindigkeit (rpm) | 0 - 1500 | | |
| Temperaturbereich | RT. bis + 370°C | | |
| Temperaturregler Anschluss | Nein | Ja | |
| Tablett-Ø (mm) | 135 | | |
| Materialien Platte | Aluminium | Aluminium mit Keramikbeschichtung | |
| Maße (L x T x H) (mm) | 165 x 280 x 115 | | |
| Gewicht (kg) | 2,6 | | |
| Schutzklasse | IP 42 | | |
| **Art. Nr.** | **399003B** | **399004B** | **399119** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **399024** | VTF-Temperaturregler | **AA -** |
| **399014** | Stativstange | **AA -** |
| **399590** | Klemmnuss für pt100-Sonde * | **AA -** |

* Nicht geeignet für VTF-Temperaturregler

### AREX-Set

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **399041** | AREX-Set beheizter Schüttler + VTF-Temperaturregler + Stativ | **AA -** |
| **399111** | AREX-Set Pro beheizter Schüttler + VTF-Thermoregulator + Stativ | **AA -** |

## Magnetschüttler mit Heizfunktion 20 Liter



IP 42

Je nach Modell

- **Tablett aus Edelstahl mit Keramikbeschichtung**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**

| Display | Analog | Digital |
|---|---|---|
| Rührleistung (l) | 20 | |
| Geschwindigkeit (rpm) | 1000 - 1500 | |
| Aufwärmtemperatur (°C) | RT. - +340 | |
| Pt1000-Sonde | Nein | Ja (inklusive) |
| Ø Tablett | 135 | |
| Plattform-Materialien | Edelstahl mit Keramikbeschichtung | |
| Maße L x B x H (mm) | 280 x 160 x 85 | |
| Gewicht (kg) | 2,8 | |
| Nutzungsbedingungen | 5 - 40 °C / 80 % rF | |
| Art des Schutzes | IP 42 | |
| **Art. Nr.** | **861049B** | **861010B** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** |

## Magnetschüttler mit Heizfunktion 20 Liter mit Digitalanzeige



- **Wird mit Stativstab geliefert**

| Schnittstellen | Digital |
|---|---|
| Rührleistung (l) | 20 |
| Geschwindigkeit (rpm) | 80- 1500 |
| Aufwärmtemperatur (°C) | RT. bis +380 |
| Maße des Tabletts (mm) | 180 x 180 |
| Plattform-Materialien | Edelstahl mit Keramikbeschichtung |
| Maße (L x T x H) (mm) | 307 x 206 x 99 |
| Gewicht (kg) | 3,3 |
| **Art. Nr.** | **088921** |
| **CHF** | **AA -** |